

FICHE TECHNIQUE

Référence	374325
Désignation	Meuble de laboratoire

Description :

- ✓ Conforme norme AFNOR 15201
- ✓ Panneau mélaminé blanc hydrofuge toutes faces (intérieur et extérieur)
- ✓ 1 tablette réglable sur taquets
- ✓ 1 tiroir
- ✓ Tiroir : côtés métal peints époxy, fond et derrière en mélaminé ép. 19mm
- ✓ Résistance par tiroir : 20kg
- ✓ Guidage latéral (rattrapage de jeux)
- ✓ 1 porte avec amortisseurs
- ✓ Charnières invisibles : ouverture à 165°
- ✓ 1 étagère
- ✓ Meuble à 4 roulettes (diam.80mm)
- ✓ 2 roulettes à frein
- ✓ Déplacement aisé
- ✓ Dimensions : 535 x 720 x 450 mm

Unité de vente :

1 Meuble
