

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	374328
<b>Désignation</b>	Meuble de laboratoire



### Description :

- ✓ Conforme norme AFNOR 15201
- ✓ Panneau mélaminé blanc hydrofuge toutes faces (intérieur et extérieur)
- ✓ 1 tablette réglable sur taquets
- ✓ 2 portes avec amortisseurs
- ✓ Charnières invisibles : ouverture à 165°
- ✓ 1 étagère
- ✓ Meuble à 4 roulettes (diam.80mm)
- ✓ 2 roulettes à frein
- ✓ Déplacement aisé
- ✓ Dimensions : 835 x 720 x 450 mm

### Unité de vente :

1 Meuble