

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	374330
<b>Désignation</b>	Meuble de laboratoire



Modèle 2 portes + 1 tiroir

### Description :

- ✓ Conforme norme AFNOR 15201
- ✓ Panneau mélaminé blanc hydrofuge toutes faces (intérieur et extérieur)
- ✓ 1 tablette réglable sur taquets
- ✓ 1 tiroir
- ✓ Tiroir : côtés métal peints époxy, fond et derrière en mélaminé ép. 19mm
- ✓ Résistance par tiroir : 20kg
- ✓ Guidage latéral (rattrapage de jeux)
- ✓ 2 portes avec amortisseurs
- ✓ Charnières invisibles : ouverture à 165°
- ✓ 1 étagère
- ✓ Meuble à 4 roulettes (diam.80mm)
- ✓ 2 roulettes à frein
- ✓ Déplacement aisé
- ✓ Dimensions : 835 x 720 x 450 mm

### Unité de vente :

1 Meuble