

Désignation

- Placard suspendu l. 900 x p. 350 x h. 800 portes vitrée

Référence

- 374346

Unité de vente : 1



Description

- Placard mural à portes vitrées coulissantes
- Livré monté
- Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 90 x 35 x 80 cm
- Composition :
  - en mélaminé blanc hydrofuge toutes faces, intérieur et extérieur ép.19mmB
  - 1 tablette réglable sur taquets en mélaminé
  - pièces de fixation murale (réglables)

