


FICHE TECHNIQUE

Référence	374361
Désignation	Robinet



Description :

- ✓ Robinet sur table
- ✓ Col de cygne à 250
- ✓ Monotrou
- ✓ Mélangeur eau chaude et froide
- ✓ Filetage G"3/8"
- ✓ Diamètre tuyau: 33 mm
- ✓ Hauteur base à sortie d'eau: 230 mm
- ✓ Hauteur complète à partir de la base: 300 mm
- ✓ Distance entre tuyau et sortie d'eau: 250 mm



Unité de vente :

1 Robinet