

## Soufre sublimé lavé ventilé RE-Puro 1 KG

<b>Code produit</b>	378807
<b>Volume</b>	1 KG
<b>Conditionnement</b>	Pot en plastique
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Grade Technique
<b>Application</b>	RE-Puro
<b>CAS N.</b>	7704-34-9
<b>Molécule</b>	Soufre sublimé lavé ventilé
<b>Spécifications</b>	378800
<b>Msds</b>	566