

Désignation

- Blouse médicale blanche coton mixte manches longues taille M

Référence

- 380034

Unité de vente : 1


Description

- Blouse médicale blanche
- Taille M
- 100 % coton, 185 g/m²
- Résistante et légère
- Fermeture par boutons sur le coté
- Col rond
- 3 poches (1 cœur, 2 basses)
- Non stériles, Conforme à la directive 93/42CEE, marquage CE


COTTON 100 % 185 gm2 MEDICALE

COTTON 100 % 185 gm2 MEDICALE			
ARMATURA	TELA 1/1	CONSTRUCTUION	1/1
TITOLO ORDITO	16/1	COUNT WARP	16/1
TITOLO TRAMA	16/1	COUNT WEFT	16/1
FILI IN ORDITO	25 cm	THREAD WARP	25 cm
BATTUTE IN TRAMA	24 cm	PICKS WEFT	24 cm
COMPOSIZIONE	100 % cotton	COMPOSITION	100 % cotton
PESO	gr. 185 mq gr. 277 ml	WEIGHT	gr. 185 mq gr. 277 ml
TINTURA	indarthren	DYESTUFF	indarthren
FINISSAGGIO	sanfor	FINISCHING	sanfor
ALTEZZA	cm. 150	WIDTH	cm. 150

