

FICHE TECHNIQUE

Référence	380502
Désignation	Tubes à centrifuger



Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ Grande transparence
- ✓ Bouchons vissant en HDPE
- ✓ Stériles, RNase free, non pyrogène, non cytotoxique
- ✓ Graduations imprimées et zone de marquage
- ✓ Utilisables de -40°C à +70°C
- ✓ Vitesse de centrifugation : 1700 rpm / 3000g
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Par sac de 25 tubes

Unité de vente :

500 Tubes