

FICHE TECHNIQUE

Référence	380523
Désignation	Tube test pp avec bouchon a vis rouge 12x 75 mm 5 ml



Description :

- ✓ Tube de 5 ml
- ✓ Capuchon à vis rouge
- ✓ Volume 5 ml
- ✓ Non gradué
- ✓ Dimensions : 12x 75 mm
- ✓ Matière : polypropylène
- ✓ Conditionnement : 4 sachets de 250
- ✓ Autoclavable

Unité de vente :

1000 Tubes