

FICHE TECHNIQUE

Référence	380524
Désignation	Tubes



Description :

- ✓ Tubes à fond rond
- ✓ En polypropylène grade premium
- ✓ Etanches, non gradués
- ✓ Autoclavables, congelables
- ✓ Avec bouchon à vis
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 3000 rpm
- ✓ Ø x h (mm) : 12 x 75
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Coloris : blanc

Unité de vente :

1000 Tubes
