

FICHE TECHNIQUE

Référence	380526
Désignation	Tube



Description :

- ✓ Tube à centrifuger
- ✓ Fond conique
- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec bouchon à vis étanche
- ✓ Dimensions Ø x h: 16 x 100 mm
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 3000 RCF
- ✓ Peuvent être utilisés dans les centrifugeuses pour tubes 15 ml
- ✓ Graduations imprimées et zone de marquage
- ✓ Coloris : jaune
- ✓ Volume : 10 ml
- ✓ Stérile, livré bouché

Unité de vente :

1000 Tubes
