


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	380588
<b>Désignation</b>	Pipettes



### Description :

- ✓ Pipette de transfert
- ✓ En LPDE
- ✓ Température d'utilisation de -196 °C à 90 °C
- ✓ Graduée
- ✓ Stérile
- ✓ Type : 5 ml
- ✓ Grand bulbe
- ✓ Emballage individuel
- ✓ Volume bulbe : 3.4 ml
- ✓ Longueur : 150 mm
- ✓ Graduation / incrément : 1.0 ml / 0.25 ml

### Unité de vente :

400 Pipettes