

FICHE TECHNIQUE

Référence	380640
Désignation	Tubes



Description :

- ✓ Tubes en polypropylène
- ✓ Fond rond
- ✓ Non bouché
- ✓ Peut être bouché avec un bouchon à ailettes, rentrant ou coiffant
- ✓ Non stérile
- ✓ Couleur : translucide
- ✓ Diamètre extérieur : 13 mm
- ✓ Longueur : 100 mm
- ✓ Volume : 8 ml

Unité de vente :

1000 Tubes
