

FICHE TECHNIQUE

Référence	382151
Désignation	Meuble



Description :

- ✓ Entièrement en acier peint époxy
- ✓ Grande résistance mécanique, au feu, à l'humidité, à la corrosion
- ✓ Poignées profilées ergonomiques et faciles à nettoyer
- ✓ Configurations : 1 porte
- ✓ Dimensions (LxHxP) : 450 x 740 x 516 mm
- ✓ Dimension tiroirs: 300 mm
- ✓ Verrouillable
- ✓ Roulettes
- ✓ 1 étagère
- ✓ Charnières à gauche

Unité de vente :

1 Meuble
