

Désignation

- Tube en polystyrène 3 ml à fond rond sans jupe sans bouchon

Référence

- 390000

Unité de vente : 6000



- 
- Tube en polystyrène à fond rond sans jupe - sans bouchon
  - Volume : 3 ml
  - Matériau : Polystyrène
  - Diamètre ext. : 11,5 mm
  - Hauteur : 55 mm
  - Couleur : Transparent
  - Fond Rond sans jupe
  - Non autoclavable
  - Vitesse : 2500 g max
  - Graduation : non
  - Type de col : droit
  - Conditionnement : emballage de 500

