



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale  
 Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy  
 Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566  
 e-mail: [info@flmedical.com](mailto:info@flmedical.com) - web site: [www.flmedical.com](http://www.flmedical.com)  
 C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.  
 Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

**SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION**  
**ARTICOLO / ITEM 21085**

PROMED® PR. 16x100 mm 10 ml CILINDRICA CON SPESSORE MAGGIORATO, SENZA BORDO, NON GRADUATA, IN POLISTIROLO  
 PROMED® TEST TUBE 16x100 mm 10 ml CYLINDRICAL WITH HIGHER THICKNESS, WITHOUT RIM, NOT GRADUATED, IN POLYSTYRENE

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Produttore / Manufacturer</b> | <b>F.L. MEDICAL s.r.l.</b>                                      |
| <b>Indirizzo / Address</b>       | <b>Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION:</b>    |  |
| <b>CODICE ARTICOLO / CODE:</b>                              | 21085  |
| <b>CAPACITA' / CAPACITY:</b>                                | 10 ml  |
| <b>MATERIALE CONTENITORE / CUP MATERIAL:</b>                | Polistirolo/Polystyrene  |
| <b>MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL:</b>                      | Non applicabile/ Not applicable  |
| <b>ASPETTO / APPEARANCE:</b>                                | Cilindrico / Cylindrical   |
| <b>MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES:</b>                      | ø inferiore / ø lower: 16 mm<br>ø superiore / ø higher: 16 mm<br>ø interno / ø inner: 15 mm<br>spessore / thickness: 1 mm<br>Altezza senza tappo / Height without cap: 100 mm<br>Altezza con tappo / Height with cap: N.A.     |
| <b>COLORE CONTENITORE / CUP COLOUR:</b>                     | Neutro, trasparente / Neutral, transparent   |
| <b>COLORE TAPPO / CAP COLOUR:</b>                           | Non applicabile/ Not applicable  |
| <b>ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS:</b>       | Non graduata / Not graduated   |
| <b>2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION:</b>                  | Non applicabile/ Not applicable  |
| <b>3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY:</b>              | Confezione da 2000 pz / 2000 pcs. per box  |
| <b>4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY:</b>               | Articoli sfusi / Bulk items  |
| <b>5. VOLUME SCATOLA / BOX VOLUME:</b>                      | mc / cbm: 0,091<br>Misure scatola / box sizes: 59 x 38,5 x38 cm  |
| <b>6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT:</b>                        | Peso lordo / Gross weight: 8,6 Kg  |
| <b>7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION:</b> | Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked   |
| <b>8. STOCCAGGIO / STORAGE:</b>                             | Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile / Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable. |