

FICHE TECHNIQUE

Référence	390021
Désignation	Tube 5 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : non
- ✓ Bouchon : non
- ✓ Tube à col droit

Certificats :

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : non
- ✓ Températures d'utilisation : de 0°C à +135°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 5 000 g
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 13 x 75 mm

Unité de vente : 4 000 Tubes