

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION
ARTICOLO / ITEM 21400

PROMED ® PR. 30x115 mm 50 ml CONICA IN POLIPROPILENE TAPPO ROSSO A VITE GRADUATA
 CONFEZIONE SINGOLA STERILE
 PROMED ® TEST TUBE 30x115 mm 50 ml CONICAL IN POLYPROPYLENE RED SCREW CAP
 GRADUATED INDIVIDUALLY WRAPPED STERILE

Produttore / Manufacturer	F.L. MEDICAL s.r.l.
Indirizzo / Address	Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy

1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION:	
CODICE ARTICOLO / CODE:	21400
CAPACITA' / CAPACITY:	50 ml
MATERIALE CONTENITORE / CUP MATERIAL:	Polipropilene / Polypropylene
MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL:	Polietilene / Polyethylene
ASPETTO / APPEARANCE:	Conica / Conical
MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES:	ø inferiore / ø lower: N.A. ø superiore / ø higher: 34,5 mm Altezza senza tappo / Height without cap: 115 mm Altezza con tappo / Height with cap: 128 mm
COLORE CONTENITORE / CUP COLOUR:	Neutro, trasparente / Neutral, transparent
COLORE TAPPO / CAP COLOUR:	Rosso / Red
ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS:	Graduazione a / Graduated at: 5-7,5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 ml Superficie di scrittura dati paziente / Frosted label for patient data: DATE, TEST, NAME
2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION:	Raggi Beta / Beta Rays
3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY:	Confezione da 500 pz / 500 pcs. per box
4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY:	Articoli sfusi / Bulk items
5. VOLUME SCATOLA / BOX VOLUME:	mc / cbm: 0,101
6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT:	Misure scatola / box sizes: 44,5 x 44 x 51,7 cm Peso lordo / Gross weight: 8,4 Kg
7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION:	Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked
8. STOCCAGGIO / STORAGE:	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile / Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable.