



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale  
Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy  
Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566  
e-mail: [info@flmedical.com](mailto:info@flmedical.com) - web site: [www.flmedical.com](http://www.flmedical.com)  
C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.  
Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

**SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION**  
**ARTICOLO / ITEM 21404**

PROMED ® PR. 30x115 mm 50 ml CONICA IN POLIPROPILENE TAPPO ROSSO A VITE GRADUATA  
CON BASE D'APPOGGIO STERILE  
*PROMED ® TEST TUBE 30x115 mm 50 ml CONICAL IN POLYPROPYLENE RED SCREW CAP  
GRADUATED WITH SELF-STANDING BASE STERILE*

**Produttore / Manufacturer** **F.L. MEDICAL s.r.l.**  
**Indirizzo / Address** **Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy**

<b>1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION:</b>	
<b>CODICE ARTICOLO / CODE:</b>	21404
<b>CAPACITA' / CAPACITY:</b>	50 ml
<b>MATERIALE CONTENITORE / CUP MATERIAL:</b>	Polipropilene/ <i>Polypropylene</i>
<b>MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL:</b>	Polipropilene/ <i>Polypropylene</i>
<b>ASPETTO / APPEARANCE:</b>	Conica / <i>Conical</i>
<b>MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES:</b>	$\varnothing$ inferiore / $\varnothing$ lower: N.A. $\varnothing$ superiore / $\varnothing$ higher: 34,5 mm Altezza senza tappo / <i>Height without cap: 115 mm</i> Altezza con tappo / <i>Height with cap: 127,5 mm</i>
<b>COLORE CONTENITORE / CUP COLOUR:</b>	Neutro, trasparente / <i>Neutral, transparent</i>
<b>COLORE TAPPO / CAP COLOUR:</b>	Rosso / <i>Red</i>
<b>ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS:</b>	Graduazione a / <i>Graduated at: 5-7,5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 ml</i> Superficie di scrittura dati paziente / <i>Frosted label for patient data: DATE, TEST, NAME</i>
<b>2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION:</b>	Sterile / <i>Sterile</i>
<b>3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY:</b>	Confezione da 500 pz / <i>500 pcs. per box</i>
<b>4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY:</b>	Sacchetto da 100 pz. / <i>100 pcs per bag</i>
<b>5. VOLUME SCATOLA / BOX VOLUME:</b>	mc / <i>cbm: 0,089</i> Misure scatola / <i>box sizes: 630 x 330 x 290 cm</i>
<b>6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT:</b>	Peso lordo / <i>Gross weight: 7,5 Kg</i>
<b>7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION:</b>	Prodotto IVD, marcato CE / <i>IVD item, CE marked</i>
<b>8. STOCCAGGIO / STORAGE:</b>	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile / <i>Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable.</i>