



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale
 Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy
 Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566
 e-mail: info@flmedical.com - web site: www.flmedical.com
 C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.
 Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION
ARTICOLO / ITEM 21323

PROMED ® TAPPO Ø 16 mm IN POLIETILENE COLORE BLU PROMED ® STOPPER FOR TEST TUBES Ø 16 mm IN POLYETHYLENE BLUE COLOUR	
Produttore / Manufacturer	F.L. MEDICAL s.r.l.
Indirizzo / Address	Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy

1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION:	
CODICE ARTICOLO / CODE:	21323
CAPACITA' / CAPACITY:	Non applicabile/ Not applicable
MATERIALE CONTENITORE / CUP MATERIAL:	Non applicabile/ Not applicable
MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL:	Polietilene/ Polyethylene
ASPETTO / APPEARANCE:	Cilindrico / Cylindrical
MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES:	Ø inferiore / Ø lower: 15 mm Ø superiore / Ø higher: 17,5 mm Altezza tappo / Height cap: 20 mm
COLORE CONTENITORE / CUP COLOUR:	Non applicabile/ Not applicable
COLORE TAPPO / CAP COLOUR:	Blu/ Blue
ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS:	Non applicabile/ Not applicable
2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION:	Non applicabile/ Not applicable
3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY:	Confezione da 4000 pz / 4000 pcs. per box
4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY:	Articoli sfusi / Bulk items
5. VOLUME SCATOLA / BOX VOLUME:	mc / cbm: 0,029 Misure scatola / box sizes: 33 x 33 x 27 cm
6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT:	Peso lordo / Gross weight: 5,70 Kg
7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION:	Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked
8. STOCCAGGIO / STORAGE:	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile / Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable.