



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale
Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy
Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566
e-mail: info@flmedical.com - web site: www.flmedical.com
C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.
Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION
ARTICOLO / ITEM 21361

PROMED® TAPPO Ø 16 mm ALETTATO IN POLIETILENE COLORE NEUTRO
PROMED® STOPPER FOR TEST TUBES Ø 16 mm IN POLYETHYLENE WITH TONGUES NEUTRAL
COLOUR

Produttore / Manufacturer F.L. MEDICAL s.r.l.
Indirizzo / Address Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy

1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION:	
CODICE ARTICOLO / CODE:	21361
CAPACITA' / CAPACITY:	Non applicabile/ Not applicable
MATERIALE CONTENITORE / CUP MATERIAL:	Non applicabile/ Not applicable
MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL:	Polietilene/ Polyethylene
ASPETTO / APPEARANCE:	Cilindrico / Cylindrical
MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES:	ø : 15,5 mm Altezza tappo / Height cap: 23 mm
COLORE TAPPO / CUP COLOUR:	Neutro/Neutral
ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS:	Non applicabile/ Not applicable
2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION:	Non applicabile/ Not applicable
3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY:	Confezione da 10.000 pz / 10.000 pcs. per box
4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY:	Sacchetti da 1.000 pz. / 1.000 pcs. per bag
5. VOLUME SCATOLA / BOX VOLUME:	mc / cbm: 0,087 Misure scatola / box sizes: 55,6 x 43,5 x 36 cm
6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT:	Peso lordo / Gross weight: 12 Kg
7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION:	Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked
8. STOCCAGGIO / STORAGE:	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile / Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable.