



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale  
Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy  
Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566  
e-mail: [info@flmedical.com](mailto:info@flmedical.com) - web site: [www.flmedical.com](http://www.flmedical.com)  
C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.  
Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

**SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION**  
**ARTICOLO / ITEM 21366**

|  |   |
|--|---|
| PROMED ® TAPPO Ø 16 mm ALETTATO IN POLIETILENE COLORE GIALLO<br>PROMED ® WINGED STOPPER FOR TEST TUBES Ø 16 mm IN POLYETHYLENE YELLOW COLOUR |   |
| <b>Produttore / Manufacturer</b>   | <b>F.L. MEDICAL s.r.l.</b>                                      |
| <b>Indirizzo / Address</b>   | <b>Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION:</b>    |   |
| <b>CODICE ARTICOLO / CODE:</b>                              | 21366   |
| <b>CAPACITA' / CAPACITY:</b>                                | Non applicabile/ <i>Not applicable</i>  |
| <b>MATERIALE CONTENITORE / CUP MATERIAL:</b>                | Non applicabile/ <i>Not applicable</i>  |
| <b>MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL:</b>                      | Polietilene/ <i>Polyethylene</i>  |
| <b>ASPETTO / APPEARANCE:</b>                                | Cilindrico / <i>Cylindrical</i>   |
| <b>MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES:</b>                      | ø : 15,5 mm<br>Altezza tappo / <i>Height cap: 23 mm</i>   |
| <b>COLORE CONTENITORE / CUP COLOUR:</b>                     | Non applicabile/ <i>Not applicable</i>  |
| <b>COLORE TAPPO / CAP COLOUR:</b>                           | Giallo/ <i>Yellow</i>   |
| <b>ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS:</b>       | Non applicabile/ <i>Not applicable</i>  |
| <b>2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION:</b>                  | Non applicabile/ <i>Not applicable</i>  |
| <b>3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY:</b>              | Confezione da 10.000 pz / <i>10.000 pcs. per box</i>  |
| <b>4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY:</b>               | Sacchetti da 1.000 pz. / <i>1.000 pcs. per bag</i>  |
| <b>5. VOLUME SCATOLA / BOX VOLUME:</b>                      | mc / <i>cbm: 0,087</i><br>Misure scatola / <i>box sizes: 55,6 x 43,5 x 36 cm</i>  |
| <b>6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT:</b>                        | Peso lordo / <i>Gross weight: 12 Kg</i>   |
| <b>7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION:</b> | Prodotto IVD, marcato CE / <i>IVD item, CE marked</i>   |
| <b>8. STOCCAGGIO / STORAGE:</b>                             | Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme,<br>non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto<br>non biodegradabile / <i>Do not expose or leave near<br/>open flames, do not leave the product around as it<br/>is not biodegradable.</i> |