

FICHE TECHNIQUE

Référence	390105
Désignation	Ecouvillon



Description :

- ✓ Ecouvillon pour prélèvement avec tube de transport
- ✓ Tube en polypropylène
- ✓ Tige en plastique
- ✓ Embout en rayon

Certificats :

- ✓ Stérile, stérilisé par irradiation gamma
- ✓ Température de stockage : +5°C/+25°C – ne pas congeler

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions du tube (∅ x L) : 12 x 150 mm

Unité de vente :

1 000 Ecouvillons