

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

1. DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	26061
DESCRIZIONE GENERALE / GENERAL DESCRIPTION	PROMED® TAMPONE ASTA PLASTICA CON PUNTA IN RAYON IN PR. 12x150 mm POLIPROPILENE, STERILE/ <i>PROMED® SWAB PLASTIC STICK WITH RAYON TIP IN POLYPROPYLENE TEST TUBE Ø 12x150 mm, STERILE</i>
DESCRIZIONE DETTAGLIATA / DETAILED DESCRIPTION	10 scatole ciascuna contenente in bulk 100 tubi con un'asta in plastica con puntale rayon e con tappo bianco / <i>10 boxes each containing 100 tubes with plastic stick with rayon tip and white cap.</i>

2. COMPONENTI DEL PRODOTTO / PRODUCT COMPONENTS

ASTA / APPLICATOR	ASTA IN PLASTICA / PLASTIC APPLICATOR	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
		LUNGHEZZA BASTONCINO / <i>STICK LENGHT</i> : 144.0 mm ± 1.0 mm DIAMETRO PUNTA IN PLASTICA / <i>PLASTIC TIP DIAMETER</i> : 2.50 mm ± 0.20 mm LUNGHEZZA DEL PUNTALE / <i>TIP LENGHT</i> : 15.0 mm ± 2.0 mm DIAMETRO DEL PUNTALE "FIBRA AVVOLTA": / <i>"WRAPPED FIBER" TIP DIAMETER</i> : 4.50 mm ± 0.50 mm LUNGHEZZA TOTALE / <i>TOTAL LENGHT</i> : 147.0 mm ± 1.0 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : POLYSTYRENE
TUBO / TUBE	TUBO / TUBE	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
		LUNGHEZZA TUBO / <i>TUBE LENGHT</i> : 155.00 mm ± 1.00 mm DIAMETRO INTERNO / <i>INTERNAL DIAMETER</i> : 9.0 mm ± 0.5 mm DIAMETRO ESTERNO / <i>EXTERNAL DIAMETER</i> : 12.0 mm ± 0.5 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : POLYPROPYLENE
TAPPO / CUP	TAPPO BIANCO / WHITE CUP	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
		DIAMETRO ESTERNO TAPPO / <i>EXTERNAL DIAMENTER CUP</i> : 12.00 mm ± 0.10 mm ALTEZZA TAPPO / <i>HEIGHT CUP</i> : 32.80 mm ± 0.20 mm DIAMETRO DI INSERIMENTO / <i>INSERTION DIAMETER</i> : 9.30mm + 0.05 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : ERACLENE



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale
Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy
Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566
e-mail: info@flmedical.com- web site: www.flmedical.com
C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.
Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

3. SPECIFICHE DI PACKAGING / PACKAGING SPECIFICATIONS

QUANTITA' CARTONE INTERNO / INNER BOX QUANTITY	100
QUANTITA' CARTONE ESTERNO / OUTER BOX QUANTITY	1000
PACKAGING	BULK

4. INFORMAZIONI IMPORTANTI / IMPORTANT INFORMATION

METODO DI STERILIZZAZIONE / STERILIZATION METHOD	IRRAGGIAMENTO GAMMA / GAMMA IRRADIATION
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO / STORAGE TEMPERATURE	5/25°C – NON CONGELARE / DO NOT FREEZE
VITA UTILE / SHELF LIFE	36 MESI / 36 MONTHS