

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

### 1. DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

<b>CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE</b>	26062
<b>DESCRIZIONE GENERALE / GENERAL DESCRIPTION</b>	PROMED ® TAMPONE ASTA ALLUMINIO CON PUNTA IN RAYON IN PR. 12x150 mm POLIPROPILENE, STERILE / PROMED ® SWAB ALUMINIUM STICK WITH RAYON TIP IN POLYPROPYLENE TEST TUBE Ø 12x150 mm, STERILE
<b>DESCRIZIONE DETTAGLIATA / DETAILED DESCRIPTION</b>	10 scatole contenenti 100 tubi con un' asta in alluminio con puntale in rayon e con tappo arancio / 10 boxes each containing 100 tubes with an aluminium stick with rayon tip and orange cap.

### 2. COMPONENTI DEL PRODOTTO / PRODUCT COMPONENTS

<b>ASTA / APPLICATOR</b>	<b>ASTA IN ALLUMINIO / ALLUMINIUM APPLICATOR</b>	<b>SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS</b>
		LUNGHEZZA BASTONCINO / <i>STICK LENGHT</i> : 149.0 mm* DIAMETRO BASTONCINO (MANICO) / <i>STICK DIAMETER (HANDLE)</i> : 0.9 mm ± 0.1 mm DIAMETRO DEL PUNTALE / <i>TIP DIAMETER</i> : 3.0 mm ± 0.5 mm LUNGHEZZA DEL PUNTALE / <i>TIP LENGHT</i> : 15.0 mm ± 2.0 mm LUNGHEZZA TOTALE / <i>TOTAL LENGHT</i> : 150.0 mm ± 1.0 mm MATERIALE BASTONCINO / <i>STICK MATERIAL</i> : ALLUMINIO / ALLUMINIUM * prodotto acquistato: no tolleranze / purchased product: no tolerances
<b>TAPPO / CUP</b>	<b>TAPPO ARANCIO / ORANGE CUP</b>	<b>SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS</b>
		DIAMETRO ESTERNO / <i>EXTERNAL DIAMENTER</i> : 12.20 mm ± 0.10 mm ALTEZZA TAPPO / <i>HEIGHT CUP</i> : 32.50 mm ± 0.20 mm DIAMETRO DI INSERIMENTO / <i>INSERTION DIAMETER</i> : 9.30 mm ± 0.05 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : ERACLENE
<b>TUBO / TUBE</b>	<b>TUBO / TUBE</b>	<b>SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS</b>
		LUNGHEZZA TUBO / <i>TUBE LENGHT</i> : 155.00 mm ± 1.00 mm DIAMETRO INTERNO / <i>INTERNAL DIAMETER</i> : 9.00 mm +0.05 mm DIAMETRO ESTERNO / <i>EXTERNAL DIAMETER</i> : 12.0 mm ± 0.5 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : POLYPROPYLENE



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale  
Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy  
Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 – Fax +39 049 5212566  
e-mail: [info@flmedical.com](mailto:info@flmedical.com) - web site: [www.flmedical.com](http://www.flmedical.com)  
C.F. e P.IVA 01134840287 – Cap Soc. 90.000 € i.v.  
Reg. Imp. Di Padova n. 21695 – R.E.A. di Padova n. 187254

## **SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET**

### **3. SPECIFICHE DI PACKAGING / PACKAGING SPECIFICATIONS**

<b>QUANTITA' CARTONE INTERNO / INNER BOX QUANTITY</b>	100
<b>QUANTITA' CARTONE ESTERNO / OUTER BOX QUANTITY</b>	1000
<b>PACKAGING</b>	BULK

### **4. INFORMAZIONI IMPORTANTI / IMPORTANT INFORMATION**

<b>METODO DI STERILIZZAZIONE / STERILIZATION METHOD</b>	IRRAGGIAMENTO GAMMA / GAMMA IRRADIATION
<b>TEMPERATURA DI STOCCAGGIO / STORAGE TEMPERATURE</b>	5/25°C – NON CONGELARE / DO NOT FREEZE
<b>VITA UTILE / SHELF LIFE</b>	36 MESI / 36 MONTHS