

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

1. DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	26063
DESCRIZIONE GENERALE / GENERAL DESCRIPTION	PROMED ® TAMPONE ASTA ALLUMINIO TWISTED FLESSIBILE CON PUNTA IN RAYON IN PR. 12x150 mm POLIPROPILENE, STERILE / <i>PROMED ® SWAB FLEXIBLE TWISTED ALUMINIUM STICK WITH RAYON TIP IN POLYPROPYLENE TEST TUBE Ø 12x150 mm, STERILE</i>
DESCRIZIONE DETTAGLIATA / DETAILED DESCRIPTION	10 scatole contenenti 100 tubi con tappo blu e un' asta twisted in alluminio con puntale in rayon / <i>10 boxes each containing 100 tubes with blue cap and an alluminium twisted stick with rayon tip</i>

2. COMPONENTI DEL PRODOTTO / PRODUCT COMPONENTS

TAPPO / CUP	TAPPO BLU / BLUE CUP	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
		DIAMETRO ESTERNO / <i>EXTERNAL DIAMETER</i> : 12.20 mm ± 0.10 mm ALTEZZA TAPPO / <i>HEIGHT CUP</i> : 32.50 mm ± 0.20 mm DIAMETRO DI INSERIMENTO / <i>INSERTION DIAMETER</i> : 9.30 mm ± 0.05 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : ERACLENE
TUBO / TUBE	TUBO / TUBE	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
		LUNGHEZZA TUBO / <i>TUBE LENGTH</i> : 155.00 mm ± 1.00 mm DIAMETRO INTERNO / <i>INTERNAL DIAMETER</i> : 9.0 mm ± 0.5 mm DIAMETRO ESTERNO / <i>EXTERNAL DIAMETER</i> : 12.0 mm ± 0.5 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : POLYPROPYLENE
ASTA / APPLICATOR	ASTA TWISTED / TWISTED APPLICATOR	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
		LUNGHEZZA TOTALE / <i>TOTAL LENGTH</i> : 152.5 mm ± 1.0 mm LUNGHEZZA DEL PUNTALE COTONATO / <i>COTTON TIP LENGTH</i> : 16 mm ± 5 mm DIAMETRO DEL PUNTALE COTONATO / <i>COTTON TIP DIAMETER</i> : 2.80 mm ± 0.50 mm LUNGHEZZA BASTONCINO / <i>STICK LENGTH</i> : 150.0 mm ± 1.0 mm DIAMETRO BASTONCINO / <i>STICK DIAMETER</i> : 1.6 mm ± 0.10 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : ALLUMINIO / ALLUMINIUM

3. SPECIFICHE DI PACKAGING / PACKAGING SPECIFICATIONS

QUANTITA' CARTONE INTERNO / INNER BOX QUANTITY	100
QUANTITA' CARTONE ESTERNO / OUTER BOX QUANTITY	1000
PACKAGING	BULK



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale
Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy
Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566
e-mail: info@flmedical.com- web site: www.flmedical.com
C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.
Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

4. INFORMAZIONI IMPORTANTI / IMPORTANT INFORMATION

METODO DI STERILIZZAZIONE <i>/</i> STERILIZATION METHOD	IRRAGGIAMENTO GAMMA / <i>GAMMA IRRADIATION</i>
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO <i>/</i> STORAGE TEMPERATURE	5/25°C – NON CONGELARE / <i>DO NOT FREEZE</i>
VITA UTILE / <i>SHELF LIFE</i>	36 MESI / <i>36 MONTHS</i>