

SCHEMA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

1. DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	26070
DESCRIZIONE GENERALE / GENERAL DESCRIPTION	PROMED ® TAMPONE ASTA PLASTICA CON PUNTA IN RAYON IN PR. 12x150 mm CON TERRENO DI TRASPORTO STUART E CARBONE, STERILE / <i>PROMED ® SWAB PLASTIC STICK WITH RAYON TIP IN POLYPROPYLENE TEST TUBE Ø 12x150 mm WITH STUART TRANSPORT MEDIUM AND CHARCOAL, STERILE</i>
DESCRIZIONE DETTAGLIATA / DETAILED DESCRIPTION	6 scatole ciascuna contenente 100 buste carta-film con al loro interno un tubo con 4 ml di terreno Stuart con carbone con tappo cieco bianco e un'asta plastica con puntale in rayon e con tappo nero/ <i>6 box containing 100 paper-film pouches each containing a tube with 4 ml Stuart medium with charcoal and with a white blind cap and one plastic applicator, rayon tip and with a black cap</i>

2. COMPONENTI DEL PRODOTTO / PRODUCT COMPONENTS

TERRENO / MEDIUM		COMPOSIZIONE / COMPOSITION
SOLUZIONE MUCOLITICA DIASORIN / MUCOLITICAL SOLUTION DIASORIN		Tris EDTA Cysteamine
TUBO / TUBE	TUBO / TUBE	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
		LUNGHEZZA TUBO / <i>TUBE LENGHT</i> : 155.00 mm ± 1.00 mm DIAMETRO INTERNO / <i>INTERNAL DIAMETER</i> : 9.0 mm +0.5 mm DIAMETRO ESTERNO / <i>EXTERNAL DIAMETER</i> : 12.0 mm ± 0.5 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : POLYPROPYLENE
TAPPO / CUP	TAPPO BIANCO CIECO / WHITE BLIND CUP	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
		DIAMETRO ESTERNO / <i>EXTERNAL DIAMENTER</i> : 12.0 mm ± 0.10 mm ALTEZZA TAPPO / <i>HEIGHT CUP</i> : 32.80 mm ± 0.20 mm DIAMETRO DI INSERIMENTO / <i>INSERTION DIAMETER</i> : 9.00 mm +0.05 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : ERACLENE
ASTA / APPLICATOR	ASTA IN PLASTICA / PLASTIC APPLICATOR	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
		LUNGHEZZA BASTONCINO / <i>STICK LENGHT</i> : 144.0 mm ± 1.0 mm DIAMETRO DELLA PUNTA IN PLASTICA / <i>PLASTIC TIP DIAMETER</i> : 2.50 mm ± 0.20 mm LUNGHEZZA DEL PUNTALE / <i>TIP LENGHT</i> : 15.0 mm ± 2.0 mm DIAMETRO DEL PUNTALE "FIBRA AVVOLTA" / "WRAPPED FIBER" <i>TIP DIAMETER</i> : 4.50 mm ± 0.50 mm LUNGHEZZA TOTALE / <i>TOTAL LENGHT</i> : 147.0 mm ± 1.0 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : POLYSTYRENE



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale
 Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy
 Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566
 e-mail: info@flmedical.com - web site: www.flmedical.com
 C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.
 Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

		SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
TAPPO / CUP	TAPPO NERO / BLACK CUP	DIAMETRO ESTERNO / <i>EXTERNAL DIAMETER</i> : 12.00 mm ± 0.10 mm ALTEZZA TAPPO / <i>HEIGHT CUP</i> : 32.80 mm ± 0.20 mm DIAMETRO DI INSERIMENTO / <i>INSERTION DIAMETER</i> : 9.30 mm ± 0.05 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : ERACLENE

3. SPECIFICHE DI PACKAGING / PACKAGING SPECIFICATIONS

QUANTITA' CARTONE INTERNO / INNER BOX QUANTITY	100
QUANTITA' CARTONE ESTERNO / OUTER BOX QUANTITY	600
PACKAGING	BUSTA CARTA FILM / <i>PAPER-FILM POUCH</i>

4. INFORMAZIONI IMPORTANTI / IMPORTANT INFORMATION

METODO DI STERILIZZAZIONE / STERILIZATION METHOD	IRRAGGIAMENTO GAMMA / <i>GAMMA IRRADIATION</i>
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO / STORAGE TEMPERATURE	5/25°C NON CONGELARE / <i>DO NOT FREEZE</i>
VITA UTILE / SHELF LIFE	24 MESI / <i>24 MONTHS</i>
pH DEL TERRENO / pH MEDIUM	7.2 ± 0.3