

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

### 1. DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

<b>CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE</b>	26068
<b>DESCRIZIONE GENERALE / GENERAL DESCRIPTION</b>	PROMED ® TAMPONE ASTA PLASTICA CON PUNTA IN RAYON IN PR. 12x150 mm CON TERRENO DI TRASPORTO AMIES, STERILE / <i>PROMED ® SWAB PLASTIC STICK WITH RAYON TIP IN POLYPROPYLENE TEST TUBE Ø 12x150 mm WITH AMIES TRANSPORT MEDIUM, STERILE</i>
<b>DESCRIZIONE DETTAGLIATA / DETAILED DESCRIPTION</b>	6 scatole contenenti 100 buste carta-film contenenti un tubo con 4 ml di terreno AMIES con tappo cieco bianco e un'asta plastica con tappo blu / <i>1 box containing 100 paper-film pouches each containing a tube with 4 ml amies medium with a white blind cap and one plastic applicator with blue cap</i>

### 2. COMPONENTI DEL PRODOTTO / PRODUCT COMPONENTS

<b>TERRENO / MEDIUM</b>	<b>COMPOSIZIONE / COMPOSITION</b>	
AMIES SENZA CARBONE / AMIES WITHOUT CHARCOAL	Sodium Chloride Potassium chloride Calcium Chloride Magnesium Chloride Monopotassium Phosphate	Disodium Phosphate Sodium Thioglycollate Bacto Agar Distilled water

<b>TUBO / TUBE</b>	<b>TUBO / TUBE</b>	<b>SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS</b>
		LUNGHEZZA TUBO / <i>TUBE LENGHT</i> : 155.00 mm ± 1.00 mm DIAMETRO INTERNO / <i>INTERNAL DIAMETER</i> : 9.00 mm +0.5 mm DIAMETRO ESTERNO / <i>EXTERNAL DIAMETER</i> : 12.0 mm ± 0.5 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : POLYPROPYLENE
<b>TAPPO / CUP</b>	<b>TAPPO BIANCO CIECO / WHITE BLIND CUP</b>	<b>SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS</b>
		DIAMETRO ESTERNO / <i>EXTERNAL DIAMETER</i> : 12.00 mm ± 0.10 mm ALTEZZA TAPPO / <i>HEIGHT CUP</i> : 32.80 mm ± 0.20 mm DIAMETRO DI INSERIMENTO / <i>INSERTION DIAMETER</i> : 9.00 mm ± 0.05 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : ERACLENE
<b>ASTA / APPLICATOR</b>	<b>ASTA IN PLASTICA / PLASTIC APPLICATOR</b>	<b>SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS</b>
		LUNGHEZZA BASTONCINO / <i>STICK LENGHT</i> : 144.0 mm ± 1.0 mm DIAMETRO PUNTA IN PLASTICA / <i>PLASTIC TIP DIAMETER</i> : 2.50 mm ± 0.20 mm LUNGHEZZA DEL PUNTALE / <i>TIP LENGHT</i> : 15.0 mm ± 2.0 mm DIAMETRO DEL PUNTALE "FIBRA AVOLTA" / <i>"WRAPPED FIBER" TIP DIAMETER</i> : 4.50 mm ± 0.50 mm LUNGHEZZA TOTALE / <i>TOTAL LENGHT</i> : 147.0 mm ± 1.0 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : POLYSTYRENE
<b>TAPPO / CUP</b>	<b>TAPPO BLU / BLUE CUP</b>	<b>SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS</b>
		DIAMETRO ESTERNO / <i>EXTERNAL DIAMETER</i> : 12.00 mm ± 0.10 mm



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale  
 Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy  
 Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566  
 e-mail: [info@flmedical.com](mailto:info@flmedical.com) - web site: [www.flmedical.com](http://www.flmedical.com)  
 C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.  
 Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

		ALTEZZA TAPPO / <i>HEIGHT CUP</i> : 32.80 mm ± 0.20 mm DIAMETRO DI INSERIMENTO / <i>INSERTION DIAMETER</i> : 9.30 mm ± 0.05 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : ERACLENE
--	--	---

### 3. SPECIFICHE DI PACKAGING / *PACKAGING SPECIFICATIONS*

<b>QUANTITA' CARTONE INTERNO / <i>INNER BOX QUANTITY</i></b>	100
<b>QUANTITA' CARTONE ESTERNO / <i>OUTER BOX QUANTITY</i></b>	600
<b>PACKAGING</b>	BUSTA CARTA FILM / <i>PAPER-FILM POUCH</i>

### 4. INFORMAZIONI IMPORTANTI / *IMPORTANT INFORMATION*

<b>METODO DI STERILIZZAZIONE / <i>STERILIZATION METHOD</i></b>	IRRAGGIAMENTO GAMMA / <i>GAMMA IRRADIATION</i>
<b>TEMPERATURA DI STOCCAGGIO / <i>STORAGE TEMPERATURE</i></b>	5/25°C – NON CONGELARE / <i>DO NOT FREEZE</i>
<b>VITA UTILE / <i>SHELF LIFE</i></b>	24 MESI / <i>24 MONTHS</i>
<b>pH DEL TERRENO / <i>pH MEDIUM</i></b>	7.2 ± 0.3