

FICHE TECHNIQUE

Référence	390113
Désignation	Ecouvillon avec milieu de transport



Description :

- ✓ Ecouvillon avec milieu de transport virus
- ✓ Tube en polypropylène
- ✓ Tige en plastique
- ✓ Embout en polyester
- ✓ Avec milieu de transport virus composé de : sodium chloride, calcium chloride, potassium chloride, magnesium chloride, monopotassium phosphate, disodium phosphate, sodium thioglycollate, distilled water

Certificats :

- ✓ Stérile, stérilisé par irradiation gamma
- ✓ Température de stockage : +5°C/+25°C – ne pas congeler

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions du tube (Ø x L) : 12 x 150 mm
- ✓ Volume de milieu : 1,24 ml de milieu pour virus par tube

Unité de vente :

250 Ecouvillons