

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

### 1. DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

<b>CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE</b>	26091
<b>DESCRIZIONE GENERALE / GENERAL DESCRIPTION</b>	PROMED ® TAMPONE ASTA PLASTICA CON PUNTA IN POLIESTERE IN PROVETTA 12x150 mm CON TERRENO DI TRASPORTO LIQUIDO PER VIRUS, STERILE/ <i>PROMED ® SWAB PLASTIC STICK WITH POLYESTER TIP IN POLYPROPYLENE TEST TUBE Ø 12x150 mm WITH LIQUID TRANSPORT MEDIUM FOR VIRUS, STERILE</i>
<b>DESCRIZIONE DETTAGLIATA / DETAILED DESCRIPTION</b>	6 scatole ciascuna contenente 100 buste carta-film con al loro interno un tubo con 1,24 ml di terreno per Virali con tappo cieco bianco e un'asta plastica con puntale in poliestere e con tappo rosa / <i>6 box containing 100 paper-film pouches each containing a tube with 1,24 ml Medium for viral with a white blind cap and one plastic applicator, polyester tip and a pink cap</i>

### 2. COMPONENTI DEL PRODOTTO / PRODUCT COMPONENTS

TERRENO / MEDIUM	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	
<i>TERRENO PER VIRALI / MEDIUM FOR VIRAL</i>	Sodium chloride Potassium chloride Monopotassium phosphate Sodium thio glycollate	Calcium Chloride Magnesium chloride Disodium phosphate Distilled Water

		SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
<b>ASTA / APPLICATOR</b>	ASTA IN PLASTICA / PLASTIC APPLICATOR	LUNGHEZZA BASTONCINO / <i>STICK LENGHT</i> : 144.0 mm ± 1.0 mm DIAMETRO DEL BASTONCINO / <i>STICK DIAMENTER</i> : 2.50 mm ± 0.20 mm LUNGHEZZA DEL PUNTALE / <i>TIP LENGHT</i> : 15.0 mm ± 2.0 mm DIAMETRO DEL PUNTALE "FIBRA AVVOLTA" / <i>"WRAPPED FIBER" TIP DIAMETER</i> : 4.50 mm ± 0.50 mm LUNGHEZZA TOTALE / <i>TOTAL LENGHT</i> : 147.0 mm ± 1.0 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : POLYSTYRENE
		<b>TUBO / TUBE</b>
<b>SPUGNA / SPONGE</b>	SPUGNA / SPONGE	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS LUNGHEZZA / <i>LENGHT</i> : 37.5 mm + 2.0 mm - 1.5 mm LARGHEZZA / <i>WIDTH</i> : 10.0 mm ± 0.5 mm SPESSORE / <i>THICKNESS</i> : 5.0 mm ± 0.5 mm

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

TAPPO / CUP	TAPPO BIANCO CIECO / WHITE BLIND CUP	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS	
		DIAMETRO ESTERNO / EXTERNAL DIAMETER: 12.00 mm ± 0.10 mm ALTEZZA TAPPO / HEIGHT CUP: 32.80 mm ± 0.20 mm DIAMETRO DI INSERIMENTO / INSERTION DIAMETER: 9.00 mm ± 0.05 mm MATERIALE / MATERIAL: ERACLENE	

TAPPO / CUP	TAPPO ROSA / PINK CUP	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS	
		DIAMETRO ESTERNO / EXTERNAL DIAMETER: 12.00 mm ± 0.20 mm ALTEZZA TAPPO / HEIGHT CUP: 32.90 mm ± 0.50 mm DIAMETRO DI INSERIMENTO / INSERTION DIAMETER: 9.30 mm ± 0.05 mm MATERIALE / MATERIAL: HIGH DENSITY POLYETHYLENE	

### 3. SPECIFICHE DI PACKAGING / PACKAGING SPECIFICATIONS

QUANTITA' CARTONE INTERNO / INNER BOX QUANTITY	100
QUANTITA' CARTONE ESTERNO / OUTER BOX QUANTITY	600
PACKAGING	BUSTA CARTA FILM / PAPER-FILM POUCH

### 4. INFORMAZIONI IMPORTANTI / IMPORTANT INFORMATION

METODO DI STERILIZZAZIONE / STERILIZATION METHOD	IRRAGGIAMENTO GAMMA / GAMMA IRRADIATION
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO / STORAGE TEMPERATURE	5/25°C – NON CONGELARE / DO NOT FREEZE
VITA UTILE / SHELF LIFE	15 MESI / 15 MONTHS
pH DEL TERRENO / pH MEDIUM	7.2 ± 0.3