



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale
 Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy
 Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566
 e-mail: info@flmedical.com - web site: www.flmedical.com
 C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.
 Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

1. DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	26095
DESCRIZIONE GENERALE / GENERAL DESCRIPTION	PROMED ® TAMPONE ASTA PLASTICA CON PUNTA IN POLIESTERE IN PROVETTA 12x150 mm CON TERRENO DI TRASPORTO LIQUIDO PER CHLAMYDIA, STERILE / <i>PROMED ® SWAB PLASTIC STICK WITH POLYESTER TIP IN POLYPROPYLENE TEST TUBE Ø 12x150 mm WITH LIQUID TRANSPORT MEDIUM FOR CHLAMYDIA, STERILE</i>
DESCRIZIONE DETTAGLIATA / DETAILED DESCRIPTION	6 scatole ciascuna contenente 100 buste carta-film con al loro interno un tubo con 1,24 ml di terreno per Virali con tappo cieco bianco e un'asta plastica con puntale in poliestere e con tappo giallo / <i>6 box containing 100 paper-film pouches each containing a tube with 1,24 ml Medium for viral with a white blind cap and one plastic applicator, polyester tip and a yellow cap</i>

2. COMPONENTI DEL PRODOTTO / PRODUCT COMPONENTS

TERRENO / MEDIUM	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	
<i>TERRENO PER VIRALI / MEDIUM FOR VIRAL</i>	Sodium chloride Potassium chloride Monopotassium phosphate Sodium thioglycollate	Calcium Chloride Magnesium chloride Disodium phosphate Distilled Water

		SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
ASTA / APPLICATOR	ASTA IN PLASTICA / PLASTIC APPLICATOR	LUNGHEZZA BASTONCINO/ <i>TIP LENGHT</i> : 144.0 mm ± 1.0 mm DIAMETRO PUNTA IN PLASTICA/ <i>PLASTIC TIP DIAMENTER</i> : 2.50 mm ± 0.20 mm LUNGHEZZA DEL PUNTALE / <i>TIP LENGHT</i> : 15.0 mm ± 2.0 mm DIAMETRO DEL PUNTALE "FIBRA AVOLTA"/ "WRAPPED FIBER" <i>COTTON TIP DIAMENTER</i> : 4.50 mm ± 0.50 mm LUNGHEZZA TOTALE / <i>TOTAL LENGHT</i> : 147.00 mm ± 1.00 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : POLYSTYRENE
TAPPO / CUP	TAPPO GIALLO / YELLOW CUP	DIAMETRO ESTERNO / <i>EXTERNAL DIAMENTER</i> : 12.00 mm ± 0.10 mm ALTEZZA TAPPO / <i>HEIGHT CUP</i> : 32.80 mm ± 0.20 mm DIAMETRO DI INSERIMENTO / <i>INSERTION DIAMETER</i> : 9.30 mm ± 0.05 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : ERACLENE
TUBO / TUBE	TUBO / TUBE	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
		LUNGHEZZA TUBO / <i>TUBE LENGHT</i> : 154.50 mm ± 1.00 mm DIAMETRO / <i>INTERNAL</i> : 9.0 mm +0.5 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : POLYPROPYLENE



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale
 Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy
 Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566
 e-mail: info@flmedical.com - web site: www.flmedical.com
 C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.
 Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

TAPPO / CUP	TAPPO BIANCO CIECO / WHITE BLIND CUP	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
		DIAMETRO ESTERNO / <i>EXTERNAL DIAMETER</i> : 12.00 mm ± 0.10 mm ALTEZZA TAPPO / <i>HEIGHT CUP</i> : 32.80 mm ± 0.20 mm DIAMETRO DI INSERIMENTO / <i>INSERTION DIAMETER</i> : 9.00 mm +0.05 mm MATERIALE / <i>MATERIAL</i> : ERACLENE
SPUGNA / SPONGE	SPUGNA / SPONGE	SPECIFICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL SPECIFICATIONS
		LUNGHEZZA / <i>LENGTH</i> : 37.5 mm + 2.0 mm -1.5 mm LARGHEZZA / <i>WIDTH</i> : 10.0 mm ± 0.5 mm SPESSORE / <i>THICKNESS</i> : 5.0 mm ± 0.5 mm

3. SPECIFICHE DI PACKAGING / *PACKAGING SPECIFICATIONS*

QUANTITA' CARTONE INTERNO / <i>INNER BOX QUANTITY</i>	100
QUANTITA' CARTONE ESTERNO / <i>OUTER BOX QUANTITY</i>	600
PACKAGING	BUSTA CARTA FILM / <i>PAPER-FILM POUCH</i>

4. INFORMAZIONI IMPORTANTI / *IMPORTANT INFORMATION*

METODO DI STERILIZZAZIONE / <i>STERILIZATION METHOD</i>	IRRAGGIAMENTO GAMMA / <i>GAMMA IRRADIATION</i>
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO / <i>STORAGE TEMPERATURE</i>	5/25°C – NON CONGELARE / <i>DO NOT FREEZE</i>
VITA UTILE / <i>SHELF LIFE</i>	15 MESI / <i>15 MONTHS</i>
pH DEL TERRENO / <i>pH MEDIUM</i>	7.2 ± 0.3