

FICHE TECHNIQUE

Référence	390124
Désignation	Flacon 120 ml



Description :

- ✓ Pot de prélèvement en polypropylène
- ✓ Avec bouchon vissant de couleur rouge en polyéthylène
- ✓ Avec zone de marquage et étiquette
- ✓ Avec graduations
- ✓ Conditionné sous emballage unitaire
- ✓ Haute transparence, incassable, fermeture étanche
- ✓ Fond plat

Certificats :

- ✓ Stérile
- ✓ Marquage CE

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 120 ml
- ✓ Dimensions (\varnothing bas x \varnothing haut x hauteur avec bouchon) : 47,9 x 56 x 71,8 mm

Unité de vente :

250 Flacons