



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale  
 Via Enrico Mattei, 20 - 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy  
 Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566  
 e-mail: [info@flmedical.com](mailto:info@flmedical.com) - web site: [www.flmedical.com](http://www.flmedical.com)  
 C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.  
 Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

**SCHEMA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION**  
**ARTICOLO / ITEM 25012**

URINTRANSFER ® CONTENITORE 120 ml PER URINA, CON ASPIRAZIONE PR. SOTTOVUOTO, IN POLIPROPILENE TAPPO A VITE GIALLO, CON SUPERFICIE DI SCRITTURA, CONF. SING.  
 URINTRANSFER ® SUCTION URINE CONTAINER 120 ml IN POLYPROPYLENE WITH YELLOW SCREW CAP, WITH FROSTED LABEL, INDIVIDUALLY WRAPPED

**Produttore / Manufacturer** **F.L. MEDICAL s.r.l.**

**Indirizzo / Address** **Via E. Mattei 20 - 35038 Torreglia (PD) – ITALY**

<b>1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION:</b>	
<b>CODICE ARTICOLO / CODE:</b>	25012
<b>CAPACITA' / CAPACITY:</b>	120 ml
<b>MATERIALE CONTENITORE / CUP MATERIAL:</b>	Polipropilene / Polypropylene
<b>MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL:</b>	Polietilene / Polyethylene
<b>ASPETTO / APPEARANCE:</b>	Cilindrico / Cylindrical
<b>MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES:</b>	$\varnothing$ inferiore / $\varnothing$ lower: 47,9 mm $\varnothing$ superiore / $\varnothing$ higher: 56 mm Altezza senza tappo / Height without cap: 71,5 mm Altezza con tappo / Height with cap: 71,8 mm
<b>COLORE CONTENITORE / CUP COLOUR:</b>	Neutro, trasparente / Neutral, transparent
<b>COLORE TAPPO / CAP COLOUR:</b>	Giallo / Yellow
<b>ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS:</b>	Graduazione a / Graduated at: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ml Aspiratore per provetta sottovuoto/Aspirator for vacuum tube Superficie di scrittura dati paziente / Frosted label for patient data: NAME, N°, DATE
<b>2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION:</b>	Non sterile / Not sterile
<b>3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY:</b>	Confezione da 250 pz / 250 Pieces per box
<b>4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY:</b>	Confezione singola / Individually wrapped
<b>5. VOLUME SCATOLA / BOX VOLUME:</b>	mc / cbm: 0,09 Misure scatola / box sizes: 39 x 59 x 39 cm
<b>6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT:</b>	Peso lordo / Gross weight: 4,60 Kg
<b>7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION:</b>	Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked
<b>8. STOCCAGGIO / STORAGE:</b>	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile / Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable.