



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale
Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy
Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566
e-mail: info@flmedical.com - web site: www.flmedical.com
C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.
Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION
ARTICOLO / ITEM 25180

URINTAINER® CONTENITORE 60 ml PER URINA IN POLIPROPILENE TAPPO A VITE BIANCO A PARTE, CON SUPERFICIE DI SCRITTURA
URINTAINER® URINE CONTAINER 60 ml IN POLYPROPYLENE WITH WHITE SCREW CAP APART, WITH FROSTED LABEL

Produttore / Manufacturer **F.L. MEDICAL s.r.l.**
Indirizzo / Address **Via Enrico Mattei 20 - 35038 Torreglia (PD) – ITALY**

1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION:	
CODICE ARTICOLO / CODE:	25180
CAPACITA' / CAPACITY:	60 ml
MATERIALE CONTENITORE / CUP MATERIAL:	Polipropilene / Polypropylene
MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL:	Polietilene / Polyethylene
ASPETTO / APPEARANCE:	Cilindrico / Cylindrical
MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES:	ø inferiore / ø lower: 37,3 mm ø superiore / ø higher: 38,2 mm Altezza senza tappo / Height without cap: 63,3 mm Altezza con tappo / Height with cap: 64,3 mm
COLORE CONTENITORE / CUP COLOUR:	Neutro, trasparente / Neutral, transparent
COLORE TAPPO / CAP COLOUR:	Bianco/ White
ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS:	Graduazione a / Graduated at: 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ml Superficie di scrittura dati paziente / Frosted label for patient data: NAME, N°, DATE
2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION:	Non sterile / Not sterile
3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY:	Confezione da 500 pz / 500 Pieces per box
4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY:	1 sacchetto in PE da 500 tappi sfusi, 1 sacchetto in PE da 500 contenitori / 1 bag in PE 500 caps each, 500 cups in PE per bag
5. VOLUME SCATOLA / BOX VOLUME:	mc / cbm: 0,09 Misure scatola / box sizes: 39 x 59 x 39 cm
6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT:	Peso lordo / Gross weight: 4,90 Kg
7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION:	Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked
8. STOCCAGGIO / STORAGE:	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile / Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable.