



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale  
Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy  
Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566  
e-mail: [info@flmedical.com](mailto:info@flmedical.com) - web site: [www.flmedical.com](http://www.flmedical.com)  
C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.  
Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

**SCHEMA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION**  
**ARTICOLO / ITEM 25181**

|  |  |
|--|--|
| URINTAINER® CONTENITORE 60 ml PER URINA IN POLIPROPILENE TAPPO A VITE ROSSO A PARTE, CON SUPERFICIE DI SCRITTURA<br><i>URINTAINER® URINE CONTAINER 60 ml IN POLYPROPYLENE WITH RED SCREW CAP APART, WITH FROSTED LABEL</i> |  |
| <b>Produttore / Manufacturer</b>   | <b>F.L. MEDICAL s.r.l.</b>                                 |
| <b>Indirizzo / Address</b>   | <b>Via Enrico Mattei 20 - 35038 Torreglia (PD) – ITALY</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION:</b>    |  |
| <b>CODICE ARTICOLO / CODE:</b>                              | 25181  |
| <b>CAPACITA' / CAPACITY:</b>                                | 60 ml  |
| <b>MATERIALE CONTENITORE / CUP MATERIAL:</b>                | Polipropilene / Polypropylene  |
| <b>MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL:</b>                      | Polietilene / Polyethylene   |
| <b>ASPETTO / APPEARANCE:</b>                                | Cilindrico / Cylindrical   |
| <b>MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES:</b>                      | Ø inferiore / Ø lower: 37,3 mm<br>Ø superiore / Ø higher: 38,2 mm<br>Altezza senza tappo / Height without cap: 63,3 mm<br>Altezza con tappo / Height with cap: 64,3 mm   |
| <b>COLORE CONTENITORE / CUP COLOUR:</b>                     | Neutro, trasparente / Neutral, transparent   |
| <b>COLORE TAPPO / CAP COLOUR:</b>                           | Rosso / Red  |
| <b>ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS:</b>       | Graduazione a / Graduated at: 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ml<br>Superficie di scrittura dati paziente / Frosted label for patient data: NAME, N°, DATE   |
| <b>2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION:</b>                  | Non sterile / Not sterile  |
| <b>3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY:</b>              | Confezione da 500 pz / 500 Pieces per box  |
| <b>4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY:</b>               | 1 sacchetto in PE da 500 tappi sfusi, 1 sacchetto in PE da 500 contenitori / 1 bag in PE 500 caps each, 500 cups in PE per bag   |
| <b>5. VOLUME SCATOLA / BOX VOLUME:</b>                      | mc / cbm: 0,09<br>Misure scatola / box sizes: 39 x 59 x 39 cm  |
| <b>6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT:</b>                        | Peso lordo / Gross weight: 4,90 Kg   |
| <b>7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION:</b> | Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked   |
| <b>8. STOCCAGGIO / STORAGE:</b>                             | Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile / Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable. |