



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale
 Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy
 Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566
 e-mail: info@flmedical.com - web site: www.flmedical.com
 C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.
 Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION
ARTICOLO / ITEM 25182E

URINTAINER® CONTENITORE 60 ml PER URINA IN POLIPROPILENE TAPPO A VITE ROSSO, CON ETICHETTA CARTACEA, CONF. SING. (Prodotto in camera bianca ISO 8) URINTAINER® URINE CONTAINER 60 ml IN POLYPROPYLENE WITH RED SCREW CAP, WITH PAPER LABEL, INDIVIDUALLY WRAPPED (Produced in cleanroom ISO 8)	
Fabbricante / Manufacturer	F.L. MEDICAL s.r.l.
Indirizzo / Address	Via Enrico Mattei, 20 - 35038 Torreglia (PD) – ITALY
1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION:	
CODICE ARTICOLO / CODE:	25182E
CAPACITA' / CAPACITY:	60 ml
MATERIALE CONTENITORE / CUP MATERIAL:	Polipropilene / Polypropylene
MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL:	Polietilene / Polyethylene
ASPETTO / APPEARANCE:	Cilindrico / Cylindrical
MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES:	\varnothing inferiore / \varnothing lower: 37,3 mm \varnothing superiore / \varnothing higher: 38,2 mm Altezza senza tappo / Height without cap: 63,3 mm Altezza con tappo / Height with cap: 64,3 mm
COLORE CONTENITORE / CUP COLOUR:	Neutro, trasparente / Neutral, transparent
COLORE TAPPO / CAP COLOUR:	Rosso / Red
ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS:	Graduazione a / Graduated at: 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ml Etichetta cartacea / Paper label
2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION:	Non sterile / Not sterile
3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY:	Confezione da 500 pz / 500 Pieces per box
4. MATERIALE CONFEZIONE/PACKAGING MATERIAL	Cartone/Cardboard
5. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY:	Articoli sfusi confezionati sing./ Bulk items individually wrapped
6. VOLUME SCATOLA / BOX VOLUME:	mc / cbm: 0,09 Misure scatola / box sizes: 39 x 59 x 39 cm
7. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT:	Peso lordo / Gross weight: 7,00 Kg
8. CONFORMITA' LEGISLATIVA / COMPLIANCE:	Dispositivo IVD, marcato CE / IVD device, CE marked
9. STOCCAGGIO / STORAGE:	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile / Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable.