



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale
 Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy
 Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566
 e-mail: info@flmedical.com - web site: www.flmedical.com
 C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.
 Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

SCHEMA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION
ARTICOLO / ITEM 25170

URINTAINER® CONTENITORE 30 ml PER URINA IN POLIPROPILENE TAPPO A VITE BIANCO A PARTE, CON SUPERFICIE DI SCRITTURA
 URINTAINER® URINE CONTAINER 30 ml IN POLYPROPYLENE WITH WHITE SCREW CAP APART, WITH FROSTED LABEL

Produttore / Manufacturer	F.L. MEDICAL s.r.l.
Indirizzo / Address	Via E.Mattei 20 - 35038 Torreglia (PD) – ITALY

1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION:	
CODICE ARTICOLO / CODE:	25170
CAPACITA' / CAPACITY:	30 ml
MATERIALE CONTENITORE / CUP MATERIAL:	Polipropilene / Polypropylene
MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL:	Polietilene / Polyethylene
ASPETTO / APPEARANCE:	Cilindrico / Cylindrical
MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES:	\varnothing inferiore / \varnothing lower: 28,2 mm \varnothing superiore / \varnothing higher: 29,1 mm Altezza senza tappo / Height without cap: 81 mm Altezza con tappo / Height with cap: 82 mm
COLORE CONTENITORE / CUP COLOUR:	Neutro, trasparente / Neutral, transparent
COLORE TAPPO / CAP COLOUR:	Bianco / White
ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS:	Graduazione a / Graduated at: 5, 10, 15, 20, 25, 30 ml Superficie di scrittura dati paziente / Frosted label for patient data: NAME, N°, DATE
2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION:	Non sterile / Not sterile
3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY:	sacchetto in PE da 700 tappi sfusi, 1 sacchetto in PE da 700 contenitori / 1 bag in PE 700 caps each, 700 cups in PE per bag
4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY:	Articoli sfusi / Bulk items
5. VOLUME SCATOLA / BOX VOLUME:	mc / cbm: 0,089 Misure scatola / box sizes: 39 x 58,50 x 39 cm
6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT:	Peso lordo / Gross weight: 6,40 Kg
7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION:	Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked
8. STOCCAGGIO / STORAGE:	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile / Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable.