



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale  
 Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy  
 Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566  
 e-mail: [info@flmedical.com](mailto:info@flmedical.com) - web site: [www.flmedical.com](http://www.flmedical.com)  
 C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.  
 Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

**SCHEMA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION**  
**ARTICOLO / ITEM 25172**

URINTAINER® CONTENITORE 30 ml PER URINA IN POLIPROPILENE TAPPO A VITE ROSSO, CON  
 SUPERFICIE DI SCRITTURA, CONF. SING. (Prodotto in camera bianca ISO 8)  
 URINTAINER® URINE CONTAINER 30 ml IN POLYPROPYLENE WITH RED SCREW CAP, WITH  
 FROSTED LABEL, INDIVIDUALLY WRAPPED (Produced in cleanroom ISO 8)

<b>Produttore / Manufacturer</b>	<b>F.L. MEDICAL s.r.l.</b>
<b>Indirizzo / Address</b>	<b>Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy</b>

<b>1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION:</b>	
<b>CODICE ARTICOLO / CODE:</b>	25172
<b>CAPACITA' / CAPACITY:</b>	30 ml
<b>MATERIALE CONTENITORE / CUP MATERIAL:</b>	Polipropilene / Polypropylene
<b>MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL:</b>	Polietilene / Polyethylene
<b>ASPETTO / APPEARANCE:</b>	Cilindrico / Cylindrical
<b>MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES:</b>	$\varnothing$ inferiore / $\varnothing$ lower: 28,2 mm $\varnothing$ superiore / $\varnothing$ higher: 29,1 mm Altezza senza tappo / Height without cap: 81 mm Altezza con tappo / Height with cap: 82 mm
<b>COLORE CONTENITORE / CUP COLOUR:</b>	Neutro, trasparente / Neutral, transparent
<b>COLORE TAPPO / CAP COLOUR:</b>	Rosso / Red
<b>ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS:</b>	Graduazione a / Graduated at: 5, 10, 15, 20, 25, 30 ml Superficie di scrittura dati paziente / Frosted label for patient data: NAME, N°, DATE
<b>2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION:</b>	
Non sterile / Not sterile	
<b>3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY:</b>	
Confezione da 500 pz / 500 Pieces per box	
<b>4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY:</b>	
Confezione singola / Individually wrapped	
<b>5. VOLUME SCATOLA / BOX VOLUME:</b>	
mc / cbm: 0,076	
Misure scatola / box sizes: 41 x 32 x 60 cm	
<b>6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT:</b>	
Peso lordo / Gross weight: 4,80 Kg	
<b>7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION:</b>	
Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked	
<b>8. STOCCAGGIO / STORAGE:</b>	
Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile / Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable.	