

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : Voir tableau en 2^{ème} page



CE

Conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes.

IVD

Certificat attestant de la conformité des produits pour l'utilisation en technique d'In Vitro Diagnostic (IVD).

**USP
Class VI**

Cryotubes fabriqués à base de matières premières de grade médical en accord avec la United States Pharmacopeia (classe VI), ainsi que la norme ISO 10993. Non-cytotoxiques, non-hémolytiques, exempts de métaux lourds et d'ingrédients d'origine animale.

Microtubes ClearLine® à capuchon vissant

Caractéristiques :

- Microtubes en polypropylène (PP) vierge de grade médical
- Capuchons en polyéthylène (PE) vierge de grade médical
- Joints O-Ring en élastomère thermoplastique (TPE)
- Matières premières en accord avec les directives de l'USP Class VI
- Stérilisés aux rayons β , SAL 10^{-6}
- Marquage CE et IVD
- Certifiés exempts de RNase, DNase et de pyrogènes
- [Certificats disponibles sur demande](#)

- Coloris naturel, transparence optimale
- Centrifugeables jusqu'à 25 000 x g
- Autoclavables (ouverts) à la vapeur à 121°C pendant 20 min
- Utilisables de -85°C à +121°C

- Diamètre interne : 8,5 mm / diamètre externe : 10,20 mm
- Gradués, avec zone de marquage (sauf 0,5 ml)
- Conditionnés en sachets zippés refermables de 1000

**RNase
DNase**

Pyrogènes



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :



Microtubes 0,5 ml stériles avec capuchon, par 1000

	Capuchon vissant standard		Capuchon vissant pour inserts		Capuchon vissant pour inserts, avec attache	
--	---------------------------	--	-------------------------------	--	---	--

FOND CONIQUE

	Hauteur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Réf.
Avec O-Ring	46,2	390418CL	48,8	390424CL	48,8	390430CL
<i>sans O-Ring</i>	46,2	390627CL	48,8	390629CL	48,8	390631CL

Fond conique AVEC JUPE

	Hauteur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Réf.
Avec O-Ring	47,5	390419CL	49,2	390425CL	49,2	390431CL
<i>sans O-Ring</i>	47,5	390632CL	49,2	390829CL	49,2	390830CL

Microtubes 1,5 ml stériles avec capuchon, par 1000

	Capuchon vissant standard		Capuchon vissant pour inserts		Capuchon vissant pour inserts, avec attache	
--	---------------------------	--	-------------------------------	--	---	--

FOND CONIQUE

	Hauteur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Réf.
Avec O-Ring	46,2	390420CL	48,2	390426CL	48,2	390432CL
<i>sans O-Ring</i>	46,2	390634CL	48,2	390636CL	48,2	390638CL

Fond conique AVEC JUPE

	Hauteur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Réf.
Avec O-Ring	47	390421CL	49	390427CL	49	390433CL
<i>sans O-Ring</i>	47	390640CL	49	390642CL	49	390644CL

Microtubes 2,0 ml avec capuchon, par 1000

	Capuchon vissant standard		Capuchon vissant pour inserts		Capuchon vissant pour inserts, avec attache	
--	---------------------------	--	-------------------------------	--	---	--

FOND CONIQUE

	Hauteur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Réf.
Avec O-Ring	46,5	390422CL	48,4	390428CL	48,4	390434CL
<i>sans O-Ring</i>	46,5	390646CL	48,4	390648CL	48,4	390650CL

Fond conique AVEC JUPE

	Hauteur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Réf.	Hauteur (mm)	Réf.
Avec O-Ring	47,8	390423CL	49,8	390429CL	49,8	390435CL
<i>sans O-Ring</i>	47,8	390652CL	49,8	390654CL	49,8	390656CL



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

Pour commander des microtubes ClearLine avec capuchons vissants colorés, ajoutez le code suivant à la référence correspondante lors de votre commande:

Couleur	Bleu	Blanc	Jaune	Rose	Rouge	Vert
Code	-BL	-WH	-YE	-PI	-RD	-GR
Exemple :	390424CL-BL	390424CL-WH	390424CL-YE	390424CL-PI	390424CL-RD	390424CL-GR

390424CL-XX (Tubes 0.5 ml fond conique), 390425CL-XX (Tubes 0.5 ml avec jupe), 390426CL-XX (Tubes 1.5 ml fond conique), 390427CL-XX (Tubes 0.5 ml avec jupe), 390428CL-XX (Tubes 2 ml fond conique), 390429CL-XX (Tubes 2 ml avec jupe)

Microtubes seuls, non-stériles par 1000



Référence	Volume (ml)	Hauteur (mm)	Fond	Graduation et zone de marquage
390436CL	0,5	45,2	Conique	-
390437CL	0,5	46,1	Jupe	-
390438CL	1,5	45,2	Conique	Oui
390439CL	1,5	45,8	Jupe	Oui
390440CL	2,0	45,4	Conique	Oui
390441CL	2,0	46,8	jupe	oui

Capuchons vissants seuls, non-stériles par 1000



Type	sans O-ring	avec O-ring
Capuchon vissant standard	390442CL	390445CL
Capuchon vissant pour inserts	390443CL	
Capuchon vissant pour inserts, avec attache	390444CL	



Capuchons vissants colorés, seuls, non-stériles par 500

Couleur	Bleu ciel	Blanc	Jaune	Rouge	Vert
Référence	390747CL	390748CL	3907	390452	390453

Inserts Cap-disks colorés par 1000

Couleur	Bleu ciel	Blanc	Jaune	Rose	Rouge	Vert
Référence	390448	390449	390450	390451	390452	390453

