

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	390481
<b>Désignation</b>	BOITE CRYOGEN



### Description :

- ✓ En Polycarbonate utilisables jusqu'à -196 °C
- ✓ Autoclavables à 120 °C pendant 20 minutes
- ✓ Couvercle transparent avec marquage numérique et fermeture avec coins coupés
- ✓ Zone de marquage dépolie sur la boîte et le couvercle
- ✓ Dimension : 132 x 132 x 52 mm
- ✓ Pour 81 cryotubes
- ✓ Volume : 1.2 et 2 ml
- ✓ Couleur : Vert

### Unité de vente :

1 unité