


FICHE TECHNIQUE

Référence	390494
Désignation	Portoir pour cryotubes



Description :

- ✓ Portoir en polycarbonate
- ✓ Pour 40 cryotubes Clearline
- ✓ Autoclave à 121°C à la vapeur pendant 20 min
- ✓ Tubes Clearline verrouillable dans le fond du portoir
- ✓ Portoirs sur pieds anti-dérapants
- ✓ Dimensions l x p x h : 215 x 100 x 25 mm
- ✓ Diamètre des trous : 12.8 mm
- ✓ Coloris : bleu

Unité de vente :

1 Portoir
