

FICHE TECHNIQUE

Référence	390497
Désignation	Lames



Description :

- ✓ Lames Fast- read 10 chambres x 100
- ✓ Lames à 10 grilles pour le comptage des cellules par μl .
- ✓ Volume de la cellule (μl) : 7
- ✓ Dimensions de la grille (mm) : 5 x 2
- ✓ Profondeur (mm) : 0,1
- ✓ Volume de la grille (μl) : 1
- ✓ Dimensions d'un carré (mm) : 1 x 1
- ✓ Volume d'un carré (μl) : 0,1
- ✓ Volume de la chambre (μl) : 37
- ✓ Matière : PPMA

Unité de vente :

1 boîte de 100 lames
