

## FICHE TECHNIQUE

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Référence</b>   | 390511                 |
| <b>Désignation</b> | Pipettes de transferts |



### Description :

- ✓ En polyéthylène souple
- ✓ Graduées
- ✓ Volume total : 5.5 ml
- ✓ Volume bulbe : 4,5 ml
- ✓ Volume tige : 1 ml
- ✓ Graduation : 0.25ml
- ✓ Longueur : 145 mm
- ✓ Stérile
- ✓ Emballage individuelle

### Unité de vente :

1000 Pipettes