

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	390525
<b>Désignation</b>	Microtubes



---

### Description :

- ✓ Microtubes à capuchon Snap
- ✓ En polypropylène
- ✓ Non-stériles
- ✓ Graduations visibles
- ✓ Excellente qualité, fermeture étanche
- ✓ Autoclavables 20 min à 121 °C
- ✓ Couleur : naturel
- ✓ Volume : 1.5 ml

### Unité de vente :

500 Microtubes

---