

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	390528A
<b>Désignation</b>	Ensemenceur



---

### Description :

- ✓ Ensemenceurs Biosigma
- ✓ En polypropylène
- ✓ Bleu et souple
- ✓ Stériles à usage unique
- ✓ Un côté aiguille, l'autre côté avec loop de 10  $\mu$ l
- ✓ En sachet à ouverture rapide (peel pack) de 10 unités

### Unité de vente :

2000 Ensemenceurs

---