

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Référence</b>   | 390529      |
| <b>Désignation</b> | Ensemenceur |



### Description :

- ✓ En polypropylène souple
- ✓ A usage unique
- ✓ Stérile
- ✓ Coloris : bleu
- ✓ 1 côté aiguille, l'autre côté inoculateur 10 µl
- ✓ En sachet à ouverture rapide (peel pack)
- ✓ Longueur totale : 195 mm

### Unité de vente :

2100 Ensemenceurs

---