

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	390554
<b>Désignation</b>	Bouchon à ailettes



### Description :

- ✓ En Polyéthylène
- ✓ Pour tube Ø 11/12 mm
- ✓ NON STERILE
- ✓ Tolérance au niveau température : Min – 40 °C / Max + 75 °C
- ✓ Bouchon à pression
- ✓ Taille : 18 mm
- ✓ Poids : 0.5 g
- ✓ Durée de vie : 5 ans
- ✓ Couleur : Bleu

### Unité de vente :

1000 unités

---