





DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / EU DECLARATION OF CONFORMITY

Fabbricante: <i>Manufacturer:</i>	BIOSIGMA S.p.A. Via Valletta, 6 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228 E-mail: info@biosigmaeu.com http://www.biosigma.com - http://www.biosigma.it
SRN Numero di Registrazione Unico: <i>SRN Single Registration Number:</i>	In attesa di rilascio <i>Awaiting release</i>
Dichiara sotto la propria responsabilità che i dispositivi medico-diagnostici in vitro: <i>Declare under its own responsibility that in vitro diagnostic medical devices:</i>	
PROVETTE E TAPPI TEST-TUBES AND STOPPERS Vedi elenco codici allegato <i>See the enclosed codes list</i>	UDI-DI di Base: 803367356TUBES&CAPSAY Basic UDI-DI:
Destinazione d'uso / Intended purpose	Contenitore di campione idoneo a contenere un campione biologico umano al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio anche con tecniche di biologia molecolare <i>Sample container suitable for containing a human biological sample in order to carry out laboratory diagnostic analyzes also with molecular biology techniques</i>
Classificazione secondo il REGOLAMENTO (EU) 2017/746, Allegato VIII. <i>Classification according to REGULATION (EU) 2017/746, Annex VIII.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Classe A / Class A <input type="checkbox"/> Sterile / Sterile <input type="checkbox"/> Classe B / Class B <input type="checkbox"/> Classe C / Class C <input type="checkbox"/> Classe D / Class D
Sono conformi al REGOLAMENTO (UE) 2017/746 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 e, se del caso, a qualunque altro pertinente atto legislativo dell'Unione che preveda il rilascio di una dichiarazione di conformità UE; <i>Are manufactured in compliance with REGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 and, if applicable, with any other relevant Union legislation that provides for the issuing of an EU declaration of conformity.</i>	
Organismo Notificato incaricato della valutazione della conformità (se consultato): <i>Notified Body (if consulted):</i>	Nome: Non Applicabile / <i>Not Applicable</i> N° identificativo/Identification No. Certificato N°/ Registration No.
Cantarana di Cona (VE), 26/05/2022 Luogo, data / <i>Place, date</i>	Nome e funzione / Name and function MARCOLIN MARTINO Legale Rappresentante / Legal Representative   Biosigma S.p.A. Via Valletta, 6 30010 Cantarana di Cona (VE) Italy Part.IVA 03328440270 C.F. 0217480028 Tel. 0426 302224 - Fax 0426 302228



Biosigma S.p.A.

a dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 | Fax ++39 0426 302228 |
Email info@biosigmaeu.com | www.biosigma.it www.biosigma.com | Cap. Soc. 99.000 € i.v. | C.F. 02173800281 |
Codice SDI: MZO2A0U | P.IVA IT 03328440270 | N. 298577 R.E.A. di Venezia | Registro A.E.E. IT0903000005843 | R.N.P.P.A. IT11080P00002626



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / EU DECLARATION OF CONFORMITY

ELENCO CODICI / CODES LIST

REF	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
4175948001	Provetta conica 10ml in PS tappo giallo etichettata in rack	Conical tube 10ml in PS Yellow stopper labelled in rack
4204/U	Provetta conica 10 ml in PS tappo BLU etichettata in rack	Conical tube 10ml labelled in PS BLUE stopper in rack
BSA021	Conetto tipo Olly 1,5 ml in PP NEUTRO	Microtube Olly type 1,5ml in PP neutral
BSA022	Conetto tipo Eppendorf 1,5 ml PP NEUTRO	Microtube Eppendorf type 1,5ml in PP neutral
BSA022/BLU	Conetto tipo Eppendorf 1,5 ml PP BLU	Microtube Eppendorf type 1,5ml in PP - BLUE
BSA022/G	Conetto tipo Eppendorf 1,5 ml PP GIALLO	Microtube Eppendorf type 1,5ml in PP - YELLOW
BSA022/RA	Conetto tipo Eppendorf 1,5 ml PP ROSA	Microtube Eppendorf type 1,5ml in PP - PINK
BSA022/V	Conetto tipo Eppendorf 1,5 ml PP VERDE	Microtube Eppendorf type 1,5ml in PP - GREEN
BSA022V	Conetto tipo Eppendorf 1,5 ml PP NEUTRO	Microtube Eppendorf type 1,5ml in PP neutral
BSA022/AM	Conetto tipo Eppendorf 1,5 ml PP AMBRATO	Microtube Eppendorf type 1,5ml in PP amber
BSA024	Conetto tipo Cobas PE NEUTRO	Microtube Cobas type in PE neutral
BSA024/BLU	Conetto tipo Cobas PE BLU	Microtube Cobas type in PE - BLUE
BSA024/G	Conetto tipo Cobas PE GIALLO	Microtube Cobas type in PE - YELLOW
BSA024/RA	Conetto tipo Cobas PE ROSA	Microtube Cobas type in PE - PINK
BSA024/V	Conetto tipo Cobas PE VERDE	Microtube Cobas type in PE - GREEN
BSA024V	Conetto tipo Cobas PE NEUTRO	Microtube Cobas type in PE neutral
BSA026	Microtubo 0,5 ml in PP neutro	Microtube 0,5 ml in PP neutral
BSA026/AM	Microtubo 0,5 ml in PP AMBRATO	Microtube 0,5 ml in PP amber
BSA0269	Conetto 2 ml con tappo in PP NEUTRO	Neutral microtube 2 ml with cap in PP
BSA0269/AM	Conetto 2 ml con tappo in PP AMBRATO	Neutral microtube 2 ml with cap in PP amber
BSA05.010.1000	Microtubi 0,5 ml con chiusura di sicurezza	Microtubes 0.5 ml with locking system
BSA05.020.0500	Microtubi 0,5 ml con chiusura di sicurezza	Microtubes 0.5 ml with locking system
BSA05.010.1000B	Microtubi 0,5 ml con chiusura di sicurezza blu	Microtubes 0.5 ml with locking system bleu
BSA05.010.1000G	Microtubi 0,5 ml con chiusura di sicurezza gialli	Microtubes 0.5 ml with locking system yellow
BSA05.010.1000R	Microtubi 0,5 ml con chiusura di sicurezza rosa	Microtubes 0.5 ml with locking system pink
BSA05.010.1000V	Microtubi 0,5 ml con chiusura di sicurezza verdi	Microtubes 0.5 ml with locking system green
BSA0592	Provetta cilindrica senza bordo 5ml, 12x75mm in PS BLU	Cylindrical tube rimless 5ml, 12x75mm in PS BLUE
BSA0594	Provetta cilindrica senza bordo 6 ml, 13x75mm in PS	Cylindrical tube rimless 6ml, 13x75mm in PS
BSA0594/P	Provetta cilindrica senza bordo 6 ml, 13x75mm in PP	Cylindrical tube rimless 6ml, 13x75mm in PP
BSA059V	Provetta cilindrica senza bordo 5ml, 12x75mm in PS	Cylindrical tube rimless 5ml, 12x75mm in PS
BSA059V/P	Provetta cilindrica senza bordo 5ml, 12x75mm in PP neutra	Cylindrical tube rimless 5ml, 12x75mm in PP neutral
BSA15.010.1000	Microtubi 1,5 ml con chiusura di sicurezza	Microtubes 1.5 ml with locking system
BSA15.020.0500	Microtubi 1,5 ml con chiusura di sicurezza	Microtubes 1.5 ml with locking system
BSA20.008.1000	Microtubi 2 ml con chiusura di sicurezza	Microtubes 2 ml with locking system
BSA20.016.0500	Microtubi 2 ml con chiusura di sicurezza	Microtubes 2 ml with locking system
BSA50.006.0500	Microtubi 5 ml con chiusura di sicurezza	Microtubes 5 ml with locking system
BSA50.030.100	Microtubi 5 ml con chiusura di sicurezza	Microtubes 5 ml with locking system
BSM910/AZ	CAP DISK AZZURRO per microprovette	LIGHT BLUE CAP DISK for microtubes
BSM910/BI	CAP DISK BIANCO per microprovette	WHITE CAP DISK for microtubes
BSM910/G	CAP DISK GIALLO per microprovette	YELLOW CAP DISK for microtubes
BSM910/RA	CAP DISK ROSA per microprovette	PINK CAP DISK for microtubes
BSM910/RO	CAP DISK ROSSO per microprovette	RED CAP DISK for microtubes



Biosigma S.p.A.

a dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 | Fax ++39 0426 302228 |
Email info@biosigmaeu.com | www.biosigma.it www.biosigma.com | Cap. Soc. 99.000 € i.v. | C.F. 02173800281 |
Codice SDI: MZ02A0U | P.IVA IT 03328440270 | N. 298577 R.E.A. di Venezia | Registro A.E.E. IT09030000005843 | R.N.P.P.A. IT11080P00002626



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / EU DECLARATION OF CONFORMITY

BSM910/V	CAP DISK VERDE per microprovette	<i>GREEN CAP DISK for microtubes</i>
BSO025	TAPPO Ø 16 mm in PE ROSSO	<i>Stopper Ø 16mm in PE RED</i>
BSO0250	TAPPO Ø 16 mm in PE ROSSO	<i>Stopper Ø 16mm in PE RED</i>
BSO026	TAPPO Ø 16 mm in PE BIANCO	<i>Stopper Ø 16mm in PE WHITE</i>
BSO0260	TAPPO Ø 16 mm in PE BIANCO	<i>Stopper Ø 16mm in PE WHITE</i>
BSO027	TAPPO Ø 16 mm in PE GIALLO	<i>Stopper Ø 16mm in PE YELLOW</i>
BSO028	TAPPO Ø 16 mm in PE VERDE SCURO	<i>Stopper Ø 16mm in PE DARK GREEN</i>
BSO029	TAPPO Ø 16 mm in PE AZZURRO	<i>Stopper Ø 16mm in PE LIGHT BLUE</i>
BSO030	TAPPO Ø 16 mm in PE BLU	<i>Stopper Ø 16mm in PE BLUE</i>
BSO031	TAPPO Ø 16 mm in PE VERDE CHIARO	<i>Stopper Ø 16mm in PE LIGHT BLUE</i>
BSO032	TAPPO Ø 16 mm in PE ROSA	<i>Stopper Ø 16mm in PE PINK</i>
BSO033	TAPPO Ø 16 mm in PE VIOLA	<i>Stopper Ø 16mm in PE VIOLET</i>
BSO034	TAPPO Ø 16 mm in PE ARANCIO	<i>Stopper Ø 16mm in PE ORANGE</i>
BSO035	TAPPO Ø 16 mm in PE NERO	<i>Stopper Ø 16mm in PE BLACK</i>
BSO049	TAPPO Ø 16 mm in PE MARRONE	<i>Stopper Ø 16mm in PE BROWN</i>
BSO100	TAPPO a tenuta di sicurezza per provette sorwall in PE bianco	<i>Stopper with security holder for sorwall tubes in PE white</i>
BSO100/BLU	TAPPO a tenuta di sicurezza per provette sorwall in PE blu	<i>Stopper with security holder for sorwall tubes in PE blue</i>
BSO100/GR	TAPPO a tenuta di sicurezza per provette sorwall in PE grigio	<i>Stopper with security holder for sorwall tubes in PE Grey</i>
BSO100/NE	TAPPO a tenuta di sicurezza per provette sorwall in PE nero	<i>Stopper with security holder for sorwall tubes in PE black</i>
BSO100/V	TAPPO a tenuta di sicurezza per provette sorwall in PE verde	<i>Stopper with security holder for sorwall tubes in PE green</i>
BSO100/RO	TAPPO a tenuta di sicurezza per provette sorwall in PE rosso	<i>Stopper with security holder for sorwall tubes in PE red</i>
BSO113	Vacustopper Ø 13mm per richiusura provette vuoto predeterminato	<i>Vacustopper universal in PE Ø13mm for predetermined vacuum tubes re-closing</i>
BSP048	Provetta 10 ml 16x100 mm in PP	<i>Tube 10 ml 16x100 mm in PP</i>
BSP049	Provetta 16x100 mm in PP etichettata	<i>Tube 16x100 in PP labelled</i>
BSP054	Provetta 10 ml 16x100 mm in PMMA	<i>Tube 10 ml 16x100 mm in PMMA</i>
BSP055	Provetta 16x100 mm in PMMA etichettata	<i>Tube 16x100 in PMMA labelled</i>
BSP058	Provetta 10 ml 16x100 mm graduata in PP	<i>Tube 10 ml 16x100 mm graduated in PP</i>
BSP0584	Provetta 10 ml 16x100 mm graduata in PP tappata etichettata	<i>Tube 10 ml 16x100 mm graduated in PP capped and labelled</i>
BSP059	Provetta 10 ml graduata in PP etichettata	<i>Tube 10 ml in PP graduated labelled</i>
BSP060	Provetta conica 16x103mm graduata in PP	<i>Conical tube 16x103mm graduated in PP</i>
BSP0604	Provetta conica 10 ml graduata in PP tappo BIANCO etichettata	<i>Conical tube 10ml graduated labelled in PP WHITE stopper</i>
BSP0607	Provetta conica in PP da 10 ml etichettata con tappo alettato	<i>Conical tube 10 ml labelled in PP, stopper with wings</i>
BSP061	Provetta conica 10 ml graduata in PP etichettata	<i>Conical Tube 10ml in PP graduated labelled</i>
BSP072	Provetta cilindrica 10 ml graduata in PS	<i>Cylindrical tube 10 ml graduated in PS</i>
BSP0721	Provetta 10ml 16x100mm in PS tappate sfuse	<i>Tube 10ml 10x100mm in PS capped in bulk</i>
BSP073	Provetta 10 ml graduata in PS etichettata	<i>Tube 10ml in PS graduated labelled</i>
BSP074	Provetta conica 10 ml graduata in PS	<i>Conical tube 10ml graduated in PS</i>
BSP074/1000	Provetta conica 10 ml graduata in PS	<i>Conical tube 10ml graduated in PS</i>
BSP0741	Provetta conica 10 ml in PS tappo a parte	<i>Conical Tube 10ml in PS stopper aside</i>
BSP0745	Provetta conica 16X103 mm 10 ml graduata in PS	<i>Conical tube 16x103 mm 10ml graduated in PS</i>
BSP075	Provetta conica 10 ml graduata in PS etichettata	<i>Conical Tube 10ml in PS graduated labelled</i>
BSP111	Provetta conica 10 ml graduata in PS tappo BIANCO	<i>Conical tube 10ml graduated in PS WHITE stopper</i>
BSP112	Provetta conica 10 ml in PS tappo BIANCO etichettata	<i>Conical tube 10ml labelled in PS WHITE stopper</i>
BSP113	Provetta conica 10 ml in PS tappo BIANCO etichettata in rack	<i>Conical tube 10ml labelled in PS WHITE stopper in rack</i>



Biosigma S.p.A.

a dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 | Fax ++39 0426 302228 |
Email info@biosigmaeu.com | www.biosigma.it www.biosigma.com | Cap. Soc. 99.000 € i.v. | C.F. 02173800281 |
Codice SDI: MZO2A0U | P.IVA IT 03328440270 | N. 298577 R.E.A. di Venezia | Registro A.E.E. IT0903000005843 | R.N.P.P.A. IT11080P00002626



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / EU DECLARATION OF CONFORMITY

BSP113/BLU	Provetta conica 10 ml in PS tappo BLU etichettata in rack	<i>Conical tube 10ml labelled in PS BLUE stopper in rack</i>
BSP113/G	Provetta conica 10 ml in PS tappo GIALLO etichettata in rack	<i>Conical tube 10ml labelled in PS YELLOW stopper in rack</i>
BSP128	Provetta tipo pediatrico in PS	<i>Pediatric tube in PS</i>
BSTA18	Provetta 10 ml in PP con granuli e acceleratore tappo BIANCO in rack	<i>Tube 10 ml in PP with granulars and coagulation accelerator WHITE stopper in rack</i>
BSTA19	Provetta 10 ml in PP con granuli e acceleratore tappo BIANCO etichettata in rack	<i>Tube 10 ml in PP labelled with granulars and coagulation accelerator WHITE stopper in rack</i>
BSTA21	Provetta 10 ml in PMMA con granuli e acceleratore tappo BIANCO in rack	<i>Tube 10 ml in PMMA with granulars and coagulation accelerator WHITE stopper in rack</i>
BSTA22	Provetta 10 ml in PMMA con granuli e acceleratore tappo BIANCO etichettata in rack	<i>Tube 10 ml in PMMA labelled with granulars and coagulation accelerator WHITE stopper in rack</i>
BVS172	STAN-TAP	STAN-TAP
BVS174	STAN-TAP SYSTEM	STAN-TAP SYSTEM
BVS1741	STAN-TAP SYSTEM ASSEMBLATO	ASSEMBLED STAN-TAP SYSTEM
CL022	Conetto con tappo tipo Eppendorf 1,5ml in PP - CLEARLINE	<i>Microtube with cap Eppendorf type 1.5ml in PP - CLEARLINE</i>
CL022/AM	Conetto con tappo tipo Eppendorf 1,5ml in PP AMBRATO - CLEARLINE	<i>Microtube with cap Eppendorf type 1.5ml in amber PP - CLEARLINE</i>
CL022B	Conetto con tappo tipo Eppendorf 1,5ml in PP - CLEARLINE - in bulk 10x1000pz	<i>Microtube with cap Eppendorf type 1.5ml in PP - CLEARLINE - in bulk 10x1000pcs</i>
CL022BB	Conetto con tappo tipo Eppendorf 1,5ml in PP - CLEARLINE - in bulk 20x500pz	<i>Microtube with cap Eppendorf type 1.5ml in PP - CLEARLINE - in bulk 20x500pcs</i>
CL0269	Conetto 2ml con tappo in PP - CLEARLINE	<i>Microtube 2ml with cap in PP - CLEARLINE</i>
CL0269/AM	Conetto 2ml con tappo in PP AMBRATO - CLEARLINE	<i>Microtube 2ml with cap in amber PP - CLEARLINE</i>
CL0269B	Conetto 2ml con tappo in PP - CLEARLINE - in bulk 8x1000pz	<i>Microtube 2ml with cap in PP - CLEARLINE - in bulk 8x1000pcs</i>
CL0269BB	Conetto 2ml con tappo in PP - CLEARLINE - in bulk 16x500pz	<i>Microtube 2ml with cap in PP - CLEARLINE - in bulk 16x500pcs</i>
CL026	Conetto 0,5 ml con tappo in PP - CLEARLINE	<i>Microtube 0.5ml with cap in PP - CLEARLINE</i>
CL026/AM	Conetto 0,5 ml con tappo in PP AMBRATO - CLEARLINE	<i>Microtube 0.5ml with cap in amber PP - CLEARLINE</i>
CL05.001.0500	Microtubi Clear-Lock 0,5 MI Clearline	<i>Microtubes Clear-Lock 0,5 MI Clearline</i>
CL05.010.1000B	Microtubi Clear-Lock 0,5 MI Clearline - In Bulk 10x1000pz.	<i>Microtubes Clear-Lock 0,5 MI Clearline - In Bulk 10x1000pcs</i>
CL05.020.0500B	Microtubi Clear-Lock 0,5 MI Clearline - In Bulk 20x500pz	<i>Microtubes Clear-Lock 0,5 MI Clearline - In Bulk 20x500pcs</i>
CL15.002.0500	Microtubi Clear-Lock 1,5 MI Clearline	<i>Microtubes Clear-Lock 1,5 MI Clearline</i>
CL15.010.1000B	Microtubi Clear-Lock 1,5 MI Clearline - In Bulk 10x1000pz	<i>Microtubes Clear-Lock 1,5 MI Clearline - In Bulk 10x1000pcs</i>
CL15.020.0500B	Microtubi Clear-Lock 1,5 MI Clearline - In Bulk 20x500pz	<i>Microtubes Clear-Lock 1,5 MI Clearline - In Bulk 20x500pcs</i>
CL20.002.0500	Microtubi Clear-Lock 2 MI Clearline	<i>Microtubes Clear-Lock 2 MI Clearline</i>
CL20.008.1000B	Microtubi Clear-Lock 2 MI Clearline - In Bulk 8x1000pz	<i>Microtubes Clear-Lock 2 MI Clearline - In Bulk 8x1000pcs</i>
CL20.016.0500B	Microtubi Clear-Lock 2 MI Clearline - In Bulk 16x500pz	<i>Microtubes Clear-Lock 2 MI Clearline - In Bulk 16x500pcs</i>
CL50.002.0100	Microtubi Clear-Lock 5 MI Clearline	<i>Microtubes Clear-Lock 5 MI Clearline</i>
CL50.006.0500B	Microtubi Clear-Lock 5 MI Clearline - In Bulk 6x500pz	<i>Microtubes Clear-Lock 5 MI Clearline - In Bulk 6x500pcs</i>
CL50.030.0100B	Microtubi Clear-Lock 5 MI Clearline - In Bulk 30x100pz	<i>Microtubes Clear-Lock 5 MI Clearline - In Bulk 30x100pcs</i>
CL600	Microprovetta da 0,5 ml conica, CLEARLINE	<i>Microtube 0,5 ml conical, CLEARLINE</i>
CL601	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite, CLEARLINE	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap, CLEARLINE</i>
CL602	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite per CAP DISK, CLEARLINE	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap suitable suitable for CAP DISK, CLEARLINE</i>
CL603	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite per CAP DISK con collare, CLEARLINE	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap suitable suitable for CAP DISK with collar, CLEARLINE</i>
CL604	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite con o-ring, CLEARLINE	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap with o-ring, CLEARLINE</i>
CL605	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite per CAP DISK con o-ring, CLEARLINE	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap suitable suitable for CAP DISK with o-ring, CLEARLINE</i>
CL606	Microprovetta da 0,5 ml conica, tappo a vite per CAP DISK con collare e o-ring, CLEARLINE	<i>Microtube 0,5 ml conical, screw cap suitable suitable for CAP DISK with collar and o-ring, CLEARLINE</i>
CL610	Microprovetta da 0,5 ml con base, CLEARLINE	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, CLEARLINE</i>



Biosigma S.p.A.

a dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 | Fax ++39 0426 302228 |
Email info@biosigmaeu.com | www.biosigma.it www.biosigma.com | Cap. Soc. 99.000 € i.v. | C.F. 02173800281 |
Codice SDI: MZO2A0U | P.IVA IT 03328440270 | N. 298577 R.E.A. di Venezia | Registro A.E.E. IT0903000005843 | R.N.P.P.A. IT11080P00002626



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / EU DECLARATION OF CONFORMITY

CL611	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite, CLEARLINE	<i>Microtube 0,5 ml self-standing , screw cap, CLEARLINE</i>
CL612	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite per CAP DISK, CLEARLINE	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap suitable suitable for CAP DISK , CLEARLINE</i>
CL613	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite per CAP DISK con collare, CLEARLINE	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap suitable suitable for CAP DISK with collar, CLEARLINE</i>
CL614	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite con o-ring, CLEARLINE	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap with o-ring, CLEARLINE</i>
CL615	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite per CAP DISK con o-ring, CLEARLINE	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap suitable suitable for CAP DISK with o-ring, CLEARLINE</i>
CL616	Microprovetta da 0,5 ml con base, tappo a vite per CAP DISK con collare e o-ring, CLEARLINE	<i>Microtube 0,5 ml self-standing, screw cap suitable suitable for CAP DISK with collar and o-ring, CLEARLINE</i>
CL720	Microprovetta da 1,5 ml conica, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 1,5 ml conical, graduated, CLEARLINE</i>
CL721	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap, graduated, CLEARLINE</i>
CL722	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per CAP DISK, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable suitable for CAP DISK , graduated, CLEARLINE</i>
CL723	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per CAP DISK con collare, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable suitable for CAP DISK with collar, graduated, CLEARLINE</i>
CL724	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite con o-ring, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap with o-ring, graduated, CLEARLINE</i>
CL725	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per CAP DISK con o-ring, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable suitable for CAP DISK with o-ring, graduated, CLEARLINE</i>
CL726	Microprovetta da 1,5 ml conica, tappo a vite per CAP DISK con collare e o-ring, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 1,5 ml conical, screw cap suitable suitable for CAP DISK with collar and o-ring, graduated, CLEARLINE</i>
CL730	Microprovetta da 1,5 ml con base, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, graduated, CLEARLINE</i>
CL731	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap, graduated, CLEARLINE</i>
CL732	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per CAP DISK, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable suitable for CAP DISK , graduated, CLEARLINE</i>
CL733	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per CAP DISK con collare, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable suitable for CAP DISK with collar, graduated, CLEARLINE</i>
CL734	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite con o-ring, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap with o-ring, graduated, CLEARLINE</i>
CL735	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per CAP DISK con o-ring, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable suitable for CAP DISK with o-ring, graduated, CLEARLINE</i>
CL736	Microprovetta da 1,5 ml con base, tappo a vite per CAP DISK con collare e o-ring, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 1,5 ml self-standing, screw cap suitable suitable for CAP DISK with collar and o-ring, graduated, CLEARLINE</i>
CL740	Microprovetta da 2 ml conica, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 2 ml conical, graduated, CLEARLINE</i>
CL741	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite graduata	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap, graduated, CLEARLINE</i>
CL742	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per CAP DISK, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable suitable for CAP DISK , graduated, CLEARLINE</i>
CL743	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per CAP DISK con collare, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable suitable for CAP DISK with collar, graduated, CLEARLINE</i>
CL744	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite con o-ring, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap with o-ring, graduated, CLEARLINE</i>
CL745	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per CAP DISK con o-ring, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable suitable for CAP DISK with o-ring, graduated, CLEARLINE</i>
CL746	Microprovetta da 2 ml conica, tappo a vite per CAP DISK con collare e o-ring, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 2 ml conical, screw cap suitable suitable for CAP DISK with collar and o-ring, graduated, CLEARLINE</i>
CL750	Microprovetta 2 ml con base, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 2 ml self-standing, graduated, CLEARLINE</i>
CL751	Microprovetta 2 ml con base, con tappo a vite, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap, Graduated, CLEARLINE</i>
CL752	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per CAP DISK, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable suitable for CAP DISK , graduated, CLEARLINE</i>
CL753	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per CAP DISK con collare, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable suitable for CAP DISK with collar, graduated, CLEARLINE</i>
CL754	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite con o-ring, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap with o-ring, Graduated, CLEARLINE</i>
CL754/AM	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite con o-ring, graduata, AMBRATA, CLEARLINE	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap with o-ring, Graduated, Amber, CLEARLINE</i>
CL755	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per CAP DISK con o-ring, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable suitable for CAP DISK with o-ring, graduated, CLEARLINE</i>
CL756	Microprovetta 2 ml con base, tappo a vite per CAP DISK con collare e o-ring, graduata, CLEARLINE	<i>Microtube 2 ml self-standing, screw cap suitable suitable for CAP DISK with collar and o-ring, graduated, CLEARLINE</i>
CL800	Tappo a vite per microprovette, CLEARLINE	<i>Screw cap for microtubes, CLEARLINE</i>



Biosigma S.p.A.

a dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 | Fax ++39 0426 302228 |
Email info@biosigmaeu.com | www.biosigma.it www.biosigma.com | Cap. Soc. 99.000 € i.v. | C.F. 02173800281 |
Codice SDI: MZO2A0U | P.IVA IT 03328440270 | N. 298577 R.E.A. di Venezia | Registro A.E.E. IT0903000005843 | R.N.P.A. IT11080P00002626



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / EU DECLARATION OF CONFORMITY

CL800/AZ	Tappo a vite per microprovette, CLEARLINE/ AZZURRO	LIGHT BLUE screw cap for microtubes, CLEARLINE
CL800/G	Tappo a vite per microprovette, CLEARLINE/ GIALLO	YELLOW screw cap for microtubes, CLEARLINE
CL800/RA	Tappo a vite per microprovette, CLEARLINE/ ROSA	PINK screw cap for microtubes, CLEARLINE
CL800/RO	Tappo a vite per microprovette, CLEARLINE/ ROSSO	RED screw cap for microtubes, CLEARLINE
CL800/V	Tappo a vite per microprovette, CLEARLINE/ VERDE	GREEN screw cap for microtubes, CLEARLINE
CL800/BI	Tappo a vite per microprovette, CLEARLINE/ BIANCO	WHITE screw cap for microtubes, CLEARLINE
CL801	Tappo a vite per CAP DISK per microprovette, CLEARLINE	Screw cap suitable suitable for CAP DISK for microtubes, CLEARLINE
CL801/AZ	Tappo a vite per CAP DISK per microprovette, CLEARLINE/ AZZURRO	LIGHT BLUE Screw cap suitable for CAP DISK for microtubes, CLEARLINE
CL801/G	Tappo a vite per CAP DISK per microprovette, CLEARLINE/ GIALLO	YELLOW Screw cap suitable for CAP DISK for microtubes, CLEARLINE
CL801/RA	Tappo a vite per CAP DISK per microprovette, CLEARLINE/ ROSA	PINK Screw cap suitable for CAP DISK for microtubes, CLEARLINE
CL801/RO	Tappo a vite per CAP DISK per microprovette, CLEARLINE/ ROSSO	RED Screw cap suitable for CAP DISK for microtubes, CLEARLINE
CL801/V	Tappo a vite per CAP DISK per microprovette, CLEARLINE/ VERDE	GREEN Screw cap suitable for CAP DISK for microtubes, CLEARLINE
CL801/BI	Tappo a vite per CAP DISK per microprovette, CLEARLINE/ BIANCO	WHITE Screw cap suitable for CAP DISK for microtubes, CLEARLINE
CL802	Tappo a vite per CAP DISK con collare per microprovette, CLEARLINE	Screw cap suitable suitable for CAP DISK with collar for microtubes, CLEARLINE
CL802/AZ	Tappo a vite per CAP DISK con collare per microprovette, CLEARLINE/ AZZURRO	LIGHT BLUE Screw cap suitable for CAP DISK with collar for microtubes, CLEARLINE
CL802/G	Tappo a vite per CAP DISK con collare per microprovette, CLEARLINE/ GIALLO	YELLOW Screw cap suitable for CAP DISK with collar for microtubes, CLEARLINE
CL802/RA	Tappo a vite per CAP DISK con collare per microprovette, CLEARLINE/ ROSA	PINK Screw cap suitable for CAP DISK with collar for microtubes, CLEARLINE
CL802/RO	Tappo a vite per CAP DISK con collare per microprovette, CLEARLINE/ ROSSO	RED Screw cap suitable for CAP DISK with collar for microtubes, CLEARLINE
CL802/V	Tappo a vite per CAP DISK con collare per microprovette, CLEARLINE/ VERDE	GREEN Screw cap suitable for CAP DISK with collar for microtubes, CLEARLINE
CL802/BI	Tappo a vite per CAP DISK con collare per microprovette, CLEARLINE/ BIANCO	WHITE Screw cap suitable for CAP DISK with collar for microtubes, CLEARLINE
CL810	Tappo a vite con o-ring per microprovette, CLEARLINE	Screw cap with o-ring for microtubes, CLEARLINE
CL810/AZ	Tappo a vite con o-ring per microprovette, CLEARLINE/ AZZURRO	LIGHT BLUE Screw cap with o-ring for microtubes, CLEARLINE
CL810/G	Tappo a vite con o-ring per microprovette, CLEARLINE/ GIALLO	YELLOW Screw cap with o-ring for microtubes, CLEARLINE
CL810/RA	Tappo a vite con o-ring per microprovette, CLEARLINE/ ROSA	PINK Screw cap with o-ring for microtubes, CLEARLINE
CL810/RO	Tappo a vite con o-ring per microprovette, CLEARLINE/ ROSSO	RED Screw cap with o-ring for microtubes, CLEARLINE
CL810/V	Tappo a vite con o-ring per microprovette, CLEARLINE/ VERDE	GREEN Screw cap with o-ring for microtubes, CLEARLINE
CL810/BI	Tappo a vite con o-ring per microprovette, CLEARLINE/ BIANCO	WHITE Screw cap with o-ring for microtubes, CLEARLINE
CL811	Tappo a vite con o-ring per CAP DISK per microprovette, CLEARLINE	Screw cap with o-ring suitable for CAP DISK for microtubes, CLEARLINE
CL811/AZ	Tappo a vite con o-ring per CAP DISK per microprovette, CLEARLINE/ AZZURRO	LIGHT BLUE Screw cap with o-ring suitable for CAP DISK for microtubes, CLEARLINE
CL811/G	Tappo a vite con o-ring per CAP DISK per microprovette, CLEARLINE/ GIALLO	YELLOW Screw cap with o-ring suitable for CAP DISK for microtubes, CLEARLINE
CL811/RA	Tappo a vite con o-ring per CAP DISK per microprovette, CLEARLINE/ ROSA	PINK Screw cap with o-ring suitable for CAP DISK for microtubes, CLEARLINE
CL811/RO	Tappo a vite con o-ring per CAP DISK per microprovette, CLEARLINE/ ROSSO	RED Screw cap with o-ring suitable for CAP DISK for microtubes, CLEARLINE
CL811/V	Tappo a vite con o-ring per CAP DISK per microprovette, CLEARLINE/ VERDE	GREEN Screw cap with o-ring suitable for CAP DISK for microtubes, CLEARLINE
CL811/BI	Tappo a vite con o-ring per CAP DISK per microprovette, CLEARLINE/ BIANCO	WHITE Screw cap with o-ring suitable for CAP DISK for microtubes, CLEARLINE
CL812	Tappo a vite con o-ring per CAP DISK con collare per microprovette, CLEARLINE	Screw cap with o-ring suitable for CAP DISK with collar for microtubes, CLEARLINE
CL812/AZ	Tappo a vite per CAP DISK con collare e o-ring per microprovette, CLEARLINE/ AZZURRO	LIGHT BLUE Screw cap with o-ring suitable for CAP DISK with collar for microtubes, CLEARLINE
CL812/G	Tappo a vite per CAP DISK con collare e o-ring per microprovette, CLEARLINE/ GIALLO	YELLOW Screw cap with o-ring suitable for CAP DISK with collar for microtubes, CLEARLINE



Biosigma S.p.A.

a dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 | Fax ++39 0426 302228 |
Email info@biosigmaeu.com | www.biosigma.it www.biosigma.com | Cap. Soc. 99.000 € i.v. | C.F. 02173800281 |
Codice SDI: MZ02A0U | P.IVA IT 03328440270 | N. 298577 R.E.A. di Venezia | Registro A.E.E. IT09030000005843 | R.N.P.A. IT11080P00002626



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / EU DECLARATION OF CONFORMITY

CL812/RA	Tappo a vite per CAP DISK con collare e o-ring per microprovette, CLEARLINE/ ROSA	<i>PINK Screw cap with o-ring suitable for CAP DISK with collar for microtubes, CLEARLINE</i>
CL812/RO	Tappo a vite per CAP DISK con collare e o-ring per microprovette, CLEARLINE/ ROSSO	<i>RED Screw cap with o-ring suitable for CAP DISK with collar for microtubes, CLEARLINE</i>
CL812/V	Tappo a vite per CAP DISK con collare e o-ring per microprovette, CLEARLINE/ VERDE	<i>GREEN Screw cap with o-ring suitable for CAP DISK with collar for microtubes, CLEARLINE</i>
CL812/BI	Tappo a vite per CAP DISK con collare e o-ring per microprovette, CLEARLINE/ BIANCO	<i>WHITE Screw cap with o-ring suitable for CAP DISK with collar for microtubes, CLEARLINE</i>
U9005		<i>Conical tubes 10 ml with cap</i>
U9030		<i>Conical tubes 6.5 ml</i>



Biosigma S.p.A.

a dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 | Fax ++39 0426 302228 |
Email info@biosigmaeu.com | www.biosigma.it www.biosigma.com | Cap. Soc. 99.000 € i.v. | C.F. 02173800281 |
Codice SDI: MZO2A0U | P.IVA IT 03328440270 | N. 298577 R.E.A. di Venezia | Registro A.E.E. IT09030000005843 | R.N.P.P.A.
IT11080P00002626