

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
390650CL	MICROTUBE CL 2ml F-CONIQUE CAP VIS PR INSERT ET ATT. RN-DNASE FREE STERIL x1000	ClearLine

**Type de produit / *Product category***

Consommable / *Consumable*

**Fabrication / *Production***

La fabrication de ce produit bénéficie d'énergie propre et renouvelable.

Un tiers de l'énergie utilisée pour sa fabrication est issu de l'énergie solaire.

*This product is partially made with clean and renewable energy.*

*30% of the energy used for its manufacture comes from solar panels.*

**Emballage / *Packaging***

L'emballage de ce produit est fait à partir de carton recyclé et de plastique pouvant être traité par les voies de recyclages classiques.

*The product packaging is made from recycled cardboard and plastic which can be sorted in classical recycling systems.*

**Expédition / *Shipping***

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément en Italie.

*The product is manufactured in Europe, more precisely in Italy.*

**En savoir plus**

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Site de notre fabricant](#)

[Les marques du groupe Dutscher](#)