

FICHE TECHNIQUE

Référence	390679
Désignation	Tube

Description :

- ✓ Tube en polystyrène
- ✓ Parfaitement transparent
- ✓ Fond rond
- ✓ Tube non bouché, non stérile
- ✓ Peut être bouché avec un bouchon à ailette, rentrant ou coiffant
- ✓ Gradué
- ✓ Volume : 10 ml
- ✓ Dimensions \varnothing ext : 16 mm
- ✓ Dimensions \varnothing int : 15 mm
- ✓ Longueur : 100 mm
- ✓ Unités par sachet : 500
- ✓ Unités par carton : 2000

Unité de vente :

2000 Tubes
